

ANEXO

NOME DA EMPRESA AUTORIZAÇÃO

NOME TÉCNICO NUMERO DO PROCESSO

NOME COMERCIAL

LOCAL DE FABRICAÇÃO

MODELO(s) DO PRODUTO

CLASSE REGISTRO

PETIÇÃO(ÕES)

ALEFH MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

8.03261-7

Talas 25351.444368/2011-17

TALA PARA POLEGAR E PULSO DR. MED

FABRICANTE : AMI INDUSTRY COMPANY - CORÉIA DO SUL

1 - Referência DR-W132 -Suporte de Polegar e Pulso; 2 - Referência DR-W132-1 - Suporte de Polegar e Pulso; 3 - Referência DR-W022 - Tala para Pulso e Polegar; 4 - Referência DR-W132-3 - Tala para Pulso e Polegar; 5 - Referência DR-W014 - Tala para Pulso e Polegar.

CLASSE : I 80326170008

80007 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico IMPORTADO

ALLIED TITANIUM LTDA ME 8.02543-5

Instrumento Cirurgico Para Implantes Dentarios 25351.444769/2011-84

INSTRUMENTOS CIRURGICO

FABRICANTE : ALLIED TITANIUM LTDA ME - BRASIL

DISTRIBUIDOR : ALLIED TITANIUM LTDA ME - BRASIL

USO : II 8066529001
8030 - Cadastramento (Isenção) de Material de Uso Médico NACIONAL
HEALTH MED IND E COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA ME 8.07498-2
Kit Cirurgico 25351.438655/2011-51
KIT CIRURGICO DESCARTÁVEL HEALTH-MED
FABRICANTE : HEALTH-MED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - BRASIL
01 Tesoura, 02 Pinças Kelly 01 Campo Operatório
CLASSE : II 80749829006

8030 - Cadastramento (Isenção) de Material de Uso Médico NACIONAL

IMPLAMED-IMPLANTES ESPECIALIZADOS COM IMPOR E EXPOR LTDA 1.02475-3

Material Implantavel 25351.337446/2010-07
SISTEMA ACETABULAR EXACTECH

FABRICANTE : EXACTECH, INC - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR : EXACTECH, INC - ESTADOS UNIDOS

140-01-48, 140-01-50, 140-01-52, 140-01-54, 140-01-56, 140-01-58,
140-01-60, 140-01-62, 140-01-64,

140-01-66, 140-01-68, 140-28-11, 140-32-12, 140-32-13, 140-36-13,
140-36-14, 140-36-15, 166-28-11, 166-32-12, 166-36-13, 166-36-14,

166-36-15, 140-28-21, 140-32-22, 140-36-23, 140-36-24, 140-36-25,
166-28-21, 166-32-22, 166-36-23, 166-36-24, 166-36-25, 180-20-11,

180-20-12, 180-20-13, 180-20-14, 180-20-15, 120-65-15, 120-65-20,
120-65-25, 120-65-30, 120-65-35, 120-65-40, 120-65-45, 120-65-50,

120-65-55, 120-65-60, 120-65-70, 120-65-80, 122-65-15, 122-65-20,
122-65-25, 122-65-30, 122-65-35, 122-65-40, 122-65-45, 122-65-50,
122-65-55, 122-65-60, 122-65-70, 122-65-80.

CLASSE : III 10247530100

8542 - Registro de Sistema de Material de Uso Médico IMPORTADO

INDUSTRIA ARRUDA DE MOVEIS LTDA ME 8.05982-1

Maca hospitalar 25351.000914/2011-89
CARRO MACA

FABRICANTE : INDUSTRIA ARRUDA DE MOVEIS LTDA ME - BRASIL

DISTRIBUIDOR : INDUSTRIA ARRUDA DE MOVEIS LTDA ME - BRASIL

CMC

CLASSE : I 80598219002

8057 - Cadastramento (isenção) de Equipamento para Saúde NACIONAL

Intermedic Technology Importação e Exportação Ltda 8.00941-7

Kit Instrumental 25351.322032/2011-12
KIT INSTRUMENTAL TMJ

FABRICANTE : BIOMET MICROFIXATION, INC - ESTADOS UNIDOS

01-6505; 01-6507; 01-7600; 01-7390; 24-1194; 24-1196; 01-7694;
01-7696; 24-6520; 24-6610; 24-6612; 24-6614; 24-6616; 24-6618;
24-6620; 24-6526; 24-6530; 24-6532; 24-6534; 24-6536; 24-6510;
24-6512; 24-6514; 01-0200; 01-0194; 27-0066; 01-0431; 24-1110;
15-1150; 01-9095; 24-6545TR; 24-6546TR; 24-6550TR; 24-6551TR;
24-6555TR; 24-6556TR; 24-6560TR; 24-6561TR; 24-6562TR; 24-6563TR;
24-6564TR; 24-6565TR; 01-0079; 01-0078.

CLASSE : I 80094179004

8031 - Cadastramento (Isenção) de Material de Uso Médico IMPORTADO

IOL IMPLANTES LTDA 1.02236-8

IMPLANTE 25351.404029/2010-17

PARAFUSO CORTICAL PARA MINI E MICRO FRAGMENTOS - IOL

FABRICANTE : IOL IMPLANTES LTDA - BRASIL

DISTRIBUIDOR : IOL IMPLANTES LTDA - BRASIL

40091500060 Parafuso Cortical 1.5 x 06 mm 1,50 mm 6 mm

40091500087 Parafuso Cortical 1.5 x 08 mm 1,50 mm 8 mm

40091500109 Parafuso Cortical 1.5 x 10 mm 1,50 mm 10 mm

40091500125 Parafuso Cortical 1.5 x 12 mm 1,50 mm 12 mm

40091500141 Parafuso Cortical 1.5 x 14 mm 1,50 mm 14 mm

40091500168 Parafuso Cortical 1.5 x 16 mm 1,50 mm 16 mm

40091500184 Parafuso Cortical 1.5 x 18 mm 1,50 mm 18 mm

40091500206 Parafuso Cortical 1.5 x 20 mm 1,50 mm 20 mm

40092000061 Parafuso Cortical 2.0 x 06 mm 2,00 mm 6 mm

40092000088 Parafuso Cortical 2.0 x 08 mm 2,00 mm 8 mm

40092000100 Parafuso Cortical 2.0 x 10 mm 2,00 mm 10 mm

40092000126 Parafuso Cortical 2.0 x 12 mm 2,00 mm 12 mm

40092000142 Parafuso Cortical 2.0 x 14 mm 2,00 mm 14 mm

40092000169 Parafuso Cortical 2.0 x 16 mm 2,00 mm 16 mm

40092000185 Parafuso Cortical 2.0 x 18 mm 2,00 mm 18 mm

40092000207 Parafuso Cortical 2.0 x 20 mm 2,00 mm 20 mm

40092000223 Parafuso Cortical 2.0 x 22 mm 2,00 mm 22 mm

40092000240 Parafuso Cortical 2.0 x 24 mm 2,00 mm 24 mm

40092000260 Parafuso Cortical 2.0 x 26 mm 2,00 mm 26 mm

40092000280 Parafuso Cortical 2.0 x 28 mm 2,00 mm 28 mm

40092700063 Parafuso Cortical 2.7 x 06 mm 2,70 mm 6 mm

40092000080 Parafuso Cortical 2.7 x 08 mm 2,70 mm 8 mm

40092700101 Parafuso Cortical 2.7 x 10 mm 2,70 mm 10 mm

40092700128 Parafuso Cortical 2.7 x 12 mm 2,70 mm 12 mm

400992700144 Parafuso Cortical 2.7 x 14 mm 2,70 mm 14 mm

40092700160 Parafuso Cortical 2.7 x 16 mm 2,70 mm 16 mm

40092700187 Parafuso Cortical 2.7 x 18 mm 2,70 mm 18 mm

40092700209 Parafuso Cortical 2.7 x 20 mm 2,70 mm 20 mm

40092700225 Parafuso Cortical 2.7 x 22 mm 2,70 mm 22 mm

40092700241 Parafuso Cortical 2.7 x 24 mm 2,70 mm 24 mm

40092700268 Parafuso Cortical 2.7 x 26 mm 2,70 mm 26 mm

40092700284 Parafuso Cortical 2.7 x 28 mm 2,70 mm 28 mm

40092700306 Parafuso Cortical 2.7 x 30 mm 2,70 mm 30 mm

40092700322 Parafuso Cortical 2.7 x 32 mm 2,70 mm 32 mm

40092700349 Parafuso Cortical 2.7 x 34 mm 2,70 mm 34 mm

40092700365 Parafuso Cortical 2.7 x 36 mm 2,70 mm 36 mm

40092700381 Parafuso Cortical 2.7 x 38 mm 2,70 mm 38 mm

40092700403 Parafuso Cortical 2.7 x 40 mm 2,70 mm 40 mm

40100000271 Arruela 7,0 mm 7,00 e 3,20 mm 1,50

CLASSE : III 10223680076

8029 - Registro de Famílias de Material de Uso Médico NACIONAL

Material Implantavel 25351.685835/2010-91

SISTEMA VOLAR - IOL

FABRICANTE : IOL IMPLANTES LTDA - BRASIL

DISTRIBUIDOR : IOL IMPLANTES LTDA - BRASIL

40312000121 Sistema Volar IOL - Parafuso Volar 2,0 x 12 mm -

PFI40312000142 Sistema Volar IOL - Parafuso Volar 2,0 x 14 mm -

PFI40312000163 Sistema Volar IOL - Parafuso Volar 2,0 x 16 mm -

PFI40312000184 Sistema Volar IOL - Parafuso Volar 2,0 x 18 mm -

PFI40312000205 Sistema Volar IOL - Parafuso Volar 2,0 x 20 mm -

PFI40312000226 Sistema Volar IOL - Parafuso Volar 2,0 x 22 mm -

PFI40312000247 Sistema Volar IOL - Parafuso Volar 2,0 x 24 mm -

PFI40312000268 Sistema Volar IOL - Parafuso Volar 2,0 x 26 mm -

PFI40312000289 Sistema Volar IOL - Parafuso Volar 2,0 x 28 mm -

PFI40312400121 Sistema Volar IOL - Parafuso Volar 2,4 x 12 mm -

PFI40312400142 Sistema Volar IOL - Parafuso Volar 2,4 x 14 mm -

PFI40312400163 Sistema Volar IOL - Parafuso Volar 2,4 x 16 mm -

PFI40312400184 Sistema Volar IOL - Parafuso Volar 2,4 x 18 mm -

PFI40312400205 Sistema Volar IOL - Parafuso Volar 2,4 x 20 mm -

PFI40312400226 Sistema Volar IOL - Parafuso Volar 2,4 x 22 mm -

PFI40312400247 Sistema Volar IOL - Parafuso Volar 2,4 x 24 mm -

PFI403124001101 Sistema Volar IOL - Parafuso Volar 2,4 x 10 mm

Rosca Total40312401122 Sistema Volar IOL - Parafuso Volar 2,4 x

12 mm Rosca Total40312401143 Sistema Volar IOL - Parafuso Volar

2,4 x 14 mm Rosca Total40312401164 Sistema Volar IOL - Parafuso

Volar 2,4 x 16 mm Rosca Total40312401185 Sistema Volar IOL -

Parafuso Volar 2,4 x 18 mm Rosca Total40312401206 Sistema Volar

IOL - Parafuso Volar 2,4 x 20 mm Rosca Total40312401227 Sistema

Volar IOL - Parafuso Volar 2,4 x 22 mm Rosca Total40312700141

Sistema Volar IOL - Parafuso Volar 2,7 x 14 mm - PFI40312700162

Sistema Volar IOL - Parafuso Volar 2,7 x 16 mm - PFI40312700183

Sistema Volar IOL - Parafuso Volar 2,7 x 18 mm - PFI40312700204

Sistema Volar IOL - Parafuso Volar 2,7 x 20 mm - PFI40312700225

Sistema Volar IOL - Parafuso Volar 2,7 x 22 mm - PFI40312700246

Sistema Volar IOL - Parafuso Volar 2,7 x 24 mm - PFI40312700267

Sistema Volar IOL - Parafuso Volar 2,7 x 26 mm - PFI

40312700288 Sistema Volar IOL - Parafuso Volar 2,7 x 28 mm -

PFI

40340001031 Sistema Volar IOL - Placa Volar 3 furos direita 3

Direita

40340001053 Sistema Volar IOL - Placa Volar 5 furos direita 5

Direita

40340002032 Sistema Volar IOL - Placa Volar 3 furos esquerda 3

Esquerda

40340002054 Sistema Volar IOL - Placa Volar 5 furos esquerda 5

Esquerda

CLASSE : III 10223680077

8543 - Registro de Sistema de Material de Uso Médico NACIONAL

JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO

DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA8.01459-0

Cabo-Extensao Para Cateter 25351.392972/2011-01

Relieva Sidekick Low Prolife Handle

FABRICANTE : ACCLARENT INC - ESTADOS UNIDOS

SCKKLP (5 unidades);

SDKKLPZ (1 unidade).

CLASSE : I 80145901370

80007 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico IMPORTADO

Cateteres 25351.469130/2011-12

RELIEVA VORTEX SINUS IRRIGATION CATHTER

FABRICANTE : ACCLARENT INC - ESTADOS UNIDOS

LC7065, LC7065Z

CLASSE : I 80145901371

80007 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico IMPORTADO

Fio Guia 25351.469136/2011-71

RELIEVA VIGOR SINUS GUIDEWIRE

FABRICANTE : ACCLARENT INC - ESTADOS UNIDOS

DISTRIBUIDOR : JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO

DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - BRASIL

GW35080V

CLASSE : I 80145901372

80007 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico IMPORTADO

KONDELS - COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

UROLÓGICOS LTDA ME 8.01923-1

Extrator de Calculos 25351.452195/2011-61

STONE BASKET

FABRICANTE : ISTEM MEDIKAL TIBBI CIHAZ VE SAN. TIC.

LTD.STI - TURQUIA

DISTRIBUIDOR : KONDELS - COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UROLÓGICOS LTDA ME - BRASIL

U-Perc

SBUN 8.0/38 , SBUN 10.0/38 , SBUN 12.0/38

CLASSE : II 80192310025

80007 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico IMPORTADO

Extrator de Calculos 25351.452221/2011-37

STONE BASKET EM AÇO INOX

FABRICANTE : ISTEM MEDIKAL TIBBI CIHAZ VE SAN. TIC.

LTD.STI - TURQUIA

Helical: SBH1.5/70-P; SBH1.5/90-P; SBH1.5/120-P; SBH1.7/70-P;

SBH1.7/90-P; SBH1.7/120-P; SBH1.8/70-P; SBH1.8/90-P;

SBH1.8/120-P; SBH1.9/70-P; SBH1.9/90-P; SBH1.9/120-P;

SBH2.0/70-P; SBH2.0/90-P; SBH2.0/120-P; SBH2.2/70-P;

SBH2.2/90-P; SBH2.2/120-P; SBH2.4/70-P; SBH2.4/90-P;

SBH2.4/120-P; SBH3.0/70-P; SBH3.0/90-P; SBH3.0/120-P;

SBH3.5/70-P; SBH3.5/90-P; SBH3.5/120-P; SBH4.0/70-P;

SBH4.0/90-P; SBH4.0/120-P; SBH4.5/70-P; SBH4.5/90-P;

SBH4.5/120-P.

Flatwire: SBF1.5/70-P; SBF1.5/90-P; SBF1.5/120-P; SBF1.7/70-P;

SBF1.7/90-P; SBF1.7/120-P; SBF1.8/70-P; SBF1.8/90-P;

SBF1.8/120-P; SBF1.9/70-P; SBF1.9/90-P; SBF1.9/120-P;

SBF2.0/70-P; SBF2.0/90-P ; SBF2.0/120-P; SBF2.2/70-P;

SBF2.2/90-P; SBF2.2/120-P; SBF2.4/70-P; SBF2.4/90-P;

SBF2.4/120-P; SBF3.0/70-P; SBF3.0/90-P; SBF3.0/120-P;

SBF3.5/70-P; SBF3.5/90-P; SBF3.5/120-P; SBF4.0/70-P;

SBF4.0/90-P; SBF4.0/120-P; SBF4.5/70-P; SBF4.5/90-P;

SBF4.5/120-P;

Grasping Forceps: SBG1.5/40-P; SBG1.5/50-P; SBG1.5/60-P;

SBG1.5/70-P; SBG1.5/90-P; SBG1.5/120-P; SBG1.8/40-P;

SBG1.8/50-P; SBG1.8/60-P; SBG1.8/70-P; SBG1.8/90-P;

SBG1.8/120-P; SBG2.0/40-P; SBG2.0/50-P; SBG2.0/60-P;

SBG2.0/70-P; SBG2.0/90-P; SBG2.0/120-P; SBG2.2/40-P;

SBG2.2/50-P; SBG2.2/60-P; SBG2.2/70-P; SBG2.2/90-P;

SBG2.2/120-P; SBG2.4/40-P; SBG2.4/50-P; SBG2.4/60-P;

SBG2.4/70-P; SBG2.4/90-P; SBG2.4/120-P; SBG2.8/40-P;

SBG2.8/50-P; SBG2.8/60-P; SBG2.8/70-P; SBG2.8/90-P;

SBG2.8/120-P; SBG3.0/40-P; SBG3.0/50-P; SBG3.0/60-P;

SBG3.0/70-P; SBG3.0/90-P; SBG3.0/120-P; SBG3.2/40-P;

SBG3.2/50-P; SBG3.2/60-P; SBG3.2/70-P; SBG3.2/90-P;

SBG3.2/120-P; SBG3.5/40-P; SBG3.5/50-P; SBG3.5/60-P;

SBG3.5/70-P; SBG3.5/90-P; SBG3.5/120-P; SBG4.0/40-P;

LIBRADOR;8 X 57 mL R1, 1 X 20 mL R2, 1 X 2,0 mL CA-LIBRADOR;8 X 71 mL R1, 8 X 25 mL R2, 1 X 1,0 mL CA-LIBRADORCLASSE : II 100090102318003 - Registro de Produtos para Diagnóstico de uso in vitro, NACIONAL LIPOPROTEÍNA DE BAIXA DENSIDADE (LDL) 25351.516546/2011-51LDL LDFABRICANTE : LABTEST DIAGNOSTICA SA - BRASIL8 x 31 mL R, 8 x 11 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;8 x 38 mL R, 8 x 15 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;8 x 50 mL R, 8 x 18 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;8 x 52 mL R, 8 x 20 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;8 x 53 mL R, 7 x 20 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;8 x 57 mL R, 8 x 20 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;8 x 71 mL R, 8 x 25 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;10 x 52 mL R, 10 x 20 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;10 x 53 mL R, 10 x 20 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;10 x 57 mL R, 10 x 20 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;10 x 71 mL R, 10 x 25 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;12 x 24 mL R, 12 x 10 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;12 x 28 mL R, 12 x 11 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;12 x 29 mL R, 12 x 11 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;12 x 30 mL R, 12 x 11 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;12 x 31 mL R, 12 x 11 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;12 x 38 mL R, 12 x 15 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;1 x 38 mL R, 1 x 15 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;1 x 450 mL R, 1 x 150 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;1 x 50 mL R, 1 x 18 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;1 x 52 mL R, 1 x 20 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;1 x 53 mL R, 1 x 20 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;1 x 57 mL R, 1 x 20 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;1 x 60 mL R, 1 x 20 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;1 x 600 mL R, 1 x 200 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;1 x 71 mL R, 1 x 25 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;1 x 750 mL R, 1 x 250 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;1 x 9000 mL R, 1 x 3000 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;10 x 24 mL R, 10 x 10 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;10 x 28 mL R, 10 x 11 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;10 x 29 mL R, 10 x 11 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;10 x 30 mL R, 10 x 11 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;10 x 31 mL R, 10 x 11 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;10 x 38 mL R, 10 x 15 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;10 x 50 mL R, 10 x 18 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;12 x 50 mL R, 12 x 18 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;12 x 52 mL R, 12 x 20 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;12 x 53 mL R, 12 x 20 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;12 x 57 mL R, 12 x 20 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;12 x 71 mL R, 12 x 25 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;2 x 24 mL R, 2 x 10 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;2 x 28 mL R, 2 x 11 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;2 x 29 mL R, 2 x 11 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;2 x 30 mL R, 2 x 11 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;2 x 31 mL R, 2 x 11 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;2 x 38 mL R, 2 x 15 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;2 x 50 mL R, 2 x 18 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;2 x 52 mL R, 2 x 20 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;2 x 53 mL R, 2 x 20 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;2 x 57 mL R, 2 x 20 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;2 x 60 mL R, 2 x 20 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;2 x 71 mL R, 2 x 25 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;3 x 60 mL R, 3 x 20 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;4 x 24 mL R, 4 x 10 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;4 x 28 mL R, 4 x 11 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;4 x 29 mL R, 4 x 11 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;4 x 30 mL R, 4 x 11 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;4 x 31 mL R, 4 x 11 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;4 x 38 mL R, 4 x 15 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;4 x 50 mL R, 4 x 18 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;4 x 52 mL R, 4 x 20 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;4 x 53 mL R, 4 x 20 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;4 x 57 mL R, 4 x 20 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;4 x 60 mL R, 4 x 20 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;4 x 71 mL R, 4 x 25 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;5 x 60 mL R, 5 x 20 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;6 x 24 mL R, 6 x 10 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;6 x 28 mL R, 6 x 11 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;6 x 29 mL R, 6 x 11 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;6 x 30 mL R, 6 x 11 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;6 x 31 mL R, 6 x 11 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;6 x 38 mL R, 6 x 15 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;6 x 50 mL R, 6 x 18 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;6 x 52 mL R, 6 x 20 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;6 x 53 mL R, 6 x 20 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;6 x 57 mL R, 6 x 20 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;6 x 71 mL R, 6 x 25 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;8 x 24 mL R, 8 x 10 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;8 x 28 mL R, 8 x 11 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;8 x 29 mL R, 8 x 11 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;8 x 30 mL R, 7 x 11 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;1 x 15000 mL R, 1 x 5000 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;1 x 24 mL R, 1 x 10 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;1 x 28 mL R, 1 x 11 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;1 x 29 mL R, 1 x 11 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;1 x 30 mL R, 1 x 11 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;1 x 300 mL R, 1 x 100 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;1 x 3000 mL R, 1 x 1000 mL R2, 1 x 1,0 mL Calibrador;1 x 31 mL R, 1 x 11 mL R2, 1 x 1,0 mL CalibradorCLASSE : II 100090102328003 - Registro de Produtos para Diagnóstico de uso in vitro, NACIONAL HEMO-GLOBINA SUBTIPO 25351.516535/2011-17Calibra HbA1c EnzimáticaFABRICANTE : LABTEST DIAGNOSTICA SA - BRASILCalibra 0: 1 x 0,5 mL, Calibra 1: 1 x 0,5 mL, Calibra 2: 1 x 0,5 mL;Calibra 0: 1 x 1,0 mL, Calibra 1: 1 x 0,5 mL, Calibra 2: 1 x 0,5 mL;Calibra 0: 1 x 1,0 mL, Calibra 1: 1 x 0,5 mL, Calibra 2: 10 x 0,5 mL;Calibra 0: 10 x 1,0 mL, Calibra 1: 10 x 0,5 mL, Calibra 2: 10 x 0,5 mL;Calibra 0: 10 x 1,0 mL, Calibra 1: 10 x 1,0 mL, Calibra 2: 10 x 0,5 mL;Calibra 0: 2 x 0,5 mL, Calibra 1: 2 x 0,5 mL, Calibra 2: 2 x 0,5 mL;Calibra 0: 2 x 1,0 mL, Calibra 1: 2 x 1,0 mL, Calibra 2: 2 x 1,0 mL;Calibra 0: 3 x 0,5 mL, Calibra 1: 3 x 0,5 mL, Calibra 2: 3 x 0,5 mL;Calibra 0: 3 x 1,0 mL, Calibra 1: 3 x 0,5 mL, Calibra 2: 3 x 1,0 mL;Calibra 0: 4 x 0,5 mL, Calibra 1: 4 x 0,5 mL, Calibra 2: 4 x 0,5 mL;Calibra 0: 4 x 1,0 mL, Calibra 1: 4 x 0,5 mL, Calibra 2: 4 x 1,0 mL;Calibra 0: 5 x 0,5 mL, Calibra 1: 5 x 0,5 mL, Calibra 2: 5 x 0,5 mL;Calibra 0: 5 x 1,0 mL, Calibra 1: 5 x 0,5 mL, Calibra 2: 5 x 1,0 mL;Calibra 0: 5 x 1,0 mL, Calibra 1: 5 x 1,0 mL, Calibra 2: 5 x 1,0 mLCLASSE : II 100090102338003 - Registro de Produtos para Diagnóstico de uso in vitro, NACIONAL

LIANKA COMERCIO E REPRES LTDA 1.02412-5 Alicates Ortodonticos 25351.464778/2011-57 ALICATE ORTODONTICO DENTAURUM FABRICANTE : DENTAURUM - ALEMANHA Embalem em saco plástico de polipropileno com 1, 2, 3, 4 ou 10 unidades dos itens abaixo: 037-355-00Insert For Pliers 004-349 038-356-00Plastic inserts (for REF 003-349-00) 038-357-00Hard metal tip (for REF 012-351-00) 039-357-00Plastic Replacement Tips For 026-347 055-000-00Stand for pliers, short 055-100-00Stand for pliers, long 055-101-01Combination stand for pliers and wires 055-105-00Plier rack 055-200-00 Protective oil for pliers+instruments 055-201-00Protective oil for pliers+instruments CLASSE : I 10241250014 80007 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico IMPOR-TADO Anel Elástico Para Ortodontia 25351.464780/2011-56 ANEIS ELÁSTICO DENTARUM FABRICANTE : DENTAURUM GMBH&CO.KG - ALEMANHA ANEIS ELÁSTICOS DENTAURUM CLASSE : II 10241250015 80007 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico IMPOR-TADO Instrumentos de Uso Odontológico 25351.465092/2011-26 INSTRUMENTOS ACESSÓRIOS DENTAURUM FABRICANTE : DENTAURUM GMBH&CO.KG - ALEMANHA INSTRUMENTOS ACESSÓRIOS DENTAURUM: 003-006-00 - BAND SEATER; 004-187-00 - ARCH TURRET WITH TORQUE /16X16; 001-186-00 - ARCH TURRET WITH TORQUE /16; 004-184-00 - ARCH TURRET WITH TORQUE /22; 004-182-00 - ARCH TURRET WITH TORQUE /18; 004-180-00 - ARCH TURRET WITHOUT TORQUE; 006-013-00 - TENSION AND COMPRESSION GAUGE; 018-000-00 - SEPARATING STRIP PLACER; 019-000-00 - DISTAL END BENDER (LANGER), DOUBLE ENDED; 021-273-00 - LIGATING INSTRUMENT, DOUBLE ENDED; 022-274-00 - LIGATING INSTRUMENT; 023-276-00 - INSTRUMENT SYTEM ROTH; 023-280-00 - LIGATOR; 023-281-00 - HARD METAL TRIP; 023-282-00 - SPOOL; 024-300-00 - MERSHON BAND PUSHER; 026-357-00 - PLASTIC HEAD CITH TRIANGULAR HARD METAL TRIP; 026-355-00 - BAND SEATING INSTRUMENT NYLON; 026-354-00 - MOLAR BAND SEATER; 027-349-00 - SCALER AND BAND SEATER, DOUBLE ENDED; 030-390-00 - BRACKET POSITIONING GAUGE; 030-391-00 - BRACKET POSITIONING GAUGE; 051-023-00 - EBY BAND SEATER; 051-024-00 - HARD METAL TIP, CURVED; 051-025-00 - HARD METAL TIP, STRAIGHT; 018-001-00 - SEPARATING STRIPS, COATED ON BOTH SIDES; 018-002-00 - SEPARATING STRIPS, COATED ON BOTH SIDES; 038-357-00 - HARD METAL TIP. CLASSE : I 10241250016 80007 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico IMPOR-TADO LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES S.A.I.03904-1 Campo Descartavel Esteril 25351.431946/2011-37 CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL PARA COBERTURA DE MESA DE INSTRUMENTAIS E SUPERFÍCIES LIFEMED FABRICANTE : LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES S.A - BRASIL COBERTURA DE MESA DE INSTRUMENTAIS E SUPERFÍCIES COM REFORÇO ABSORVENTE. COBERTURA DE MESA DE INSTRUMENTAIS E SUPERFÍCIES COM REFORÇO REPELENTE. COBERTURA DE MESA DE MAYO COM REFORÇO ABSORVENTE. COBERTURA DE MESA DE MAYO COM REFORÇO REPELENTE. CLASSE : I 10390410047 80009 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico NACIONAL MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 8.03224-0 EDTA 25351.093640/2011-16 EDTA TRISSÓDICO GEL FABRICANTE : MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - BRASIL DISTRIBUIDOR : MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - BRASIL CLASSE : III 80322400051 8028 - Registro de Material de Uso Médico NACIONAL MEDSTAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 8.00473-0 INSTRUMENTO PARA PUNÇÃO DERMATOLÓGICA 25351.719355/2009-47 INSTRUMENTOS PARA PUNÇÕES COM MEDIDA DEFINIDA FABRICANTE : DONG BANG ACUPUNTURE, INC. - CORÉIA DO SUL DISTRIBUIDOR : DONG BANG ACUPUNTURE, INC. - CORÉIA DO SUL Derma-Q 11; Derma-Q 12; Derma-Q 13; Derma-Q 14; Derma-Q 15.

CLASSE : II 80047300389 8027 - Registro de Famílias de Material de Uso Médico IMPOR-TADO Aspirador de Fluidos Fisiologicos 25351.314429/2011-21 BOMBA DE SUCCÃO RES-CUE AMBU FABRICANTE : AMBU SDN. BHD - MALÁSIA FABRICANTE : AMBU A/S - DINAMARCA FABRICANTE : FIRMA AMBU S.L - ESPANHA FABRICANTE : Ambu Ltd. - Warehouse & Process - CHINA DISTRIBUIDOR : Ambu Ltd. - Warehouse & Process - CHINA DISTRIBUIDOR : AMBU INC. - ESTADOS UNIDOS DISTRIBUIDOR : AMBU SDN. BHD - MALÁSIA DISTRIBUIDOR : AMBU A/S - DINAMARCA DISTRIBUIDOR : FIRMA AMBU S.L - ESPANHA Bomba de Sucção Res-Cue Ambu CLASSE : I 80047309064 8031 - Cadastro (Inscrição) de Material de Uso Médico IMPOR-TADO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 1.03391-9 SISTEMA DE NAVEGAÇÃO CIRÚRGICA 25351.231074/2011-41 SISTEMA STEALTHSTATION S7 FABRICANTE : MEDTRONIC NAVIGATION, INC. - ESTADOS UNIDOS DISTRIBUIDOR : MEDTRONIC NAVIGATION, INC. - ESTADOS UNIDOS CLASSE : III 10339190361 80032 - Registro de Sistema de EQUIPAMENTOS de Médio e Pequeno Porte Importado MG MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 8.03577-0 Cateteres 25351.441365/2011-38 CATETER SPRAY REUTILIZÁVEL FABRICANTE : Alton (Shanghai) Medical Instruments Co., Ltda - CHINA DISTRIBUIDOR : MG MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - BRASIL Disponível nos modelos : - PA - Cateter Tipo Padrão; - PB - Cateter Tipo Radiado; - PC - Cateter Tipo Traseiro. AF-1810PA /AF-1815PA / AF-2418PA / AF-2423PA / AF-1810PB / AF-1815PB / AF-2418PB / AF-2423PB / AF-1810PC / AF-1815PC / AF-2418PC / AF-2423PC CLASSE : I 80357700006 80007 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico IMPOR-TADO Instrumentos cirúrgicos 25351.441387/2011-20 PINÇA DE BIÓPSIA DESCARTÁVEL FABRICANTE : Alton (Shanghai) Medical Instruments Co., Ltda - CHINA DISTRIBUIDOR : MG MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - BRASIL Pinça de Biópsia: Tipo/Código Pinça de Biópsia Copo Oval/AF-D1810BT /AF-D1812BT /AF-D1815BT /AF-D2416BT /AF-D2418BT /AF-D2421BT /AF-D2423BT Pinça de Biópsia Copo Oval com Espícula/AF-D1810BW /AF-D1812BW /AF-D1815BW /AF-D2416BW /AF-D2418BW /AF-D2421BW /AF-D2423BW Pinça de Biópsia Jacaré/AF-D1810BU /AF-D1812BU /AF-D1815BU /AF-D2416BU /AF-D2418BU /AF-D2421BU /AF-D2423BU Pinça de Biópsia Jacaré com Espícula/AF-D1810BZ /AF-D1812BZ /AF-D1815BZ /AF-D2416BZ /AF-D2418BZ /AF-D2421BZ /AF-D2423BZ CLASSE : II 80357700007 80007 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico IMPOR-TADO Instrumentos cirúrgicos 25351.441534/2011-72 PINÇA DE BIÓPSIA E APREENSÃO DESCARTÁVEL FABRICANTE : Alton (Shanghai) Medical Instruments Co., Ltda - CHINA Pinça de Biópsia: Tipo/Código Pinça de Biópsia Copo Oval Revestido /AF-D1810BTC /AF-D1812BTC /AF-D1815BTC /AF-D2416BTC /AF-D2418BTC /AF-D2421BTC /AF-D2423BTC Pinça de Biópsia Copo Oval Revestido com Espícula/AF-D1810BWC /AF-D1812BWC /AF-D1815BWC /AF-D2416BWC /AF-D2418BWC /AF-D2421BWC /AF-D2423BWC Pinça de Biópsia Jacaré Revestido /AF-D1810BUC /AF-D1812BUC /AF-D1815BUC /AF-D2416BUC /AF-D2418BUC /AF-D2421BUC /AF-D2423BUC Pinça de Biópsia Jacaré Revestido com Espícula/AF-D1810BZC /AF-D1812BZC /AF-D1815BZC /AF-D2416BZC /AF-D2418BZC /AF-D2421BZC /AF-D2423BZC Pinças de Aprensão : Tipo/Código Tipo 3 Garras/AF-D1810GM103 /AF-D1812GM103 /AF-D1815GM103 /AF-D2416GM103 /AF-D2418GM103 /AF-D2421GM103 /AF-D2423GM103 Tipo 5 Garras/AF-D1810GM105 /AF-D1812GM105 /AF-D1815GM105 /AF-D2416GM105 /AF-D2418GM105 /AF-D2421GM105 /AF-D2423GM105 Tipo Cesto Angular/AF-D1807GL015 /AF-D1810GL020 /AF-D1819GL020 /AF-D2415GL030 /AF-D2419GL020 /AF-D2423GL035 Tipo Cesto Espiralado/AF-D1807GL215 /AF-D1810GL220 /AF-D1819GL220

AF-D2415GL230 /AF-D2419GL220 /AF-D2423GL230
Tipo Oval/AF-D1810GT /AF-D1812GT /AF-D1815GT /AF-D2416GT /AF-D2418GT /AF-D2421GT /AF-D2423GT
Tipo Hexagonal/AF-D1810GD /AF-D1812GD /AF-D1815GD /AF-D2416GD /AF-D2418GD /AF-D2421GD /AF-D2423GD
Tipo Extremidade Grossa/AF-D1810GM102 /AF-D1812GM102 /AF-D1815GM102 /AF-D2416GM102 /AF-D2418GM102 /AF-D2421GM102 /AF-D2423GM102
Tipo Jacaré com dente de rato/AF-D1810GJ /AF-D1812GJ /AF-D1815GJ /AF-D2416GJ /AF-D2418GJ /AF-D2421GJ /AF-D2423GJ
Tipo dente de rato/AF-D1810GI /AF-D1812GI /AF-D1815GI /AF-D2416GI /AF-D2418GI /AF-D2421GI /AF-D2423GI
Tipo Mandíbula de pelicano/AF-D1810GK /AF-D1812GK /AF-D1815GK /AF-D2416GK /AF-D2418GK /AF-D2421GK /AF-D2423GK
Tipo Mandíbula de jacaré/AF-D1810GH /AF-D1812GH /AF-D1815GH /AF-D2416GH /AF-D2418GH /AF-D2421GH /AF-D2423GH
Tipo Oval Giratório/AF-D1810GTR /AF-D1812GTR /AF-D1815GTR /AF-D2416GTR /AF-D2418GTR /AF-D2421GTR /AF-D2423GTR
Tipo Hexagonal Giratório/AF-D1810GDR /AF-D1812GDR /AF-D1815GDR /AF-D2416GDR /AF-D2418GDR /AF-D2421GDR /AF-D2423GDR
Tipo Extremidade Grossa Giratório/AF-1810GM102R /AF-1812GM102R /AF-1815GM102R /AF-2416GM102R /AF-2418GM102R /AF-2421GM102R /AF-2423GM102R
Tipo Jacaré com dente de rato Giratório/AF-D1810GJR /AF-D1812GJR /AF-D2416GJR /AF-D2418GJR /AF-D2421GJR /AF-D2423GJR
Tipo dente de rato Giratório/AF-D1810GIR /AF-D1812GIR /AF-D1815GIR /AF-D2416GIR /AF-D2418GIR /AF-D2421GIR /AF-D2423GIR
Tipo Mandíbula de pelicano Giratório/AF-D1810GKR /AF-D1812GKR /AF-D2416GKR /AF-D2418GKR /AF-D2421GKR /AF-D2423GKR
Tipo Mandíbula de jacaré Giratório/AF-D1810GHR /AF-D1812GHR /AF-D1815GHR /AF-D2416GHR /AF-D2418GHR /AF-D2421GHR /AF-D2423GHR
CLASSE : I 80357700008
80007 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico IMPORTADO
MINAS MED INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES ORTOPÉDICOS E IMPLANTES LTDA8.01956-6
Caixa/Estojo para Instrumental Cirurgico 25351.470391/2011-50
ESTOJO PARA INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS MINAS MED
FABRICANTE : MINAS MED INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES ORTOPÉDICOS E IMPLANTES LTDA - BRASIL
3.02.01/00 - Conjunto para Tubo-tubo 3/8" 02 Bandejas
3.02.02/00 - Conjunto para tubo-tubo 3/8" 03 Bandejas
3.02.03/00 - Conjunto para Tubo-tubo 11
3.01.02/00 - Conjunto para Ilizarov Infantil
3.01.01/00 - Conjunto para Ilizarov Adulto
3.03.01/00 - Conjunto para Linefix Grande
3.03.02/00 - Conjunto para Linefix Médio
CLASSE : I 80195660006
80009 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico NACIONAL
Kit Instrumental 25351.470389/2011-51
KIT INSTRUMENTAL PARA FIXADORES MINAS MED
FABRICANTE : MINAS MED INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES ORTOPÉDICOS E IMPLANTES LTDA - BRASIL
Kit instrumental contendo: 4.01.01/10-Chave combinada 10 mm;
4.01.01/11-Chave combinada 11 mm; 4.01.01/09-Chave combinada 9 mm; 4.01.01/08-Chave combinada 8 mm; 4.01.01/07-Chave combinada 7 mm; 4.01.02/12-Chave Fixa 9/16"x1/2"; 01.02/38-Chave Fixa 5/16"x3/8"; 4.01.03/25-Chave allen sex. 2,5 mm; 4.01.03/30-Chave allen sex. 3,0 mm;
4.01.03/40-Chave allen sex. 4,0 mm; 4.01.03/50-Chave allen sex. 5,0 mm; 4.01.03/60-Chave allen sex. 6,0 mm; 4.01.04/00-Medidor para pino; 4.01.05/00-Guia para punção pino e broca duplo; 4.01.06/00-Guia de furação simples; 4.01.07/00-Chave em "T"; 4.01.08/00-Alongador; 4.01.09/00-Mandril com cabo em T; 4.01.10/07-Broca Ø 1,0 x 70 mm;
4.01.10/10-Broca Ø 1,0 x 100 mm; 4.01.10/12- Broca Ø 1,0 x 120 mm; 4.01.15/07 - Broca Ø 1,5 x 70 mm; 4.01.15/10-Broca Ø 1,5 x 100 mm; 4.01.15/15- Broca Ø 1,5 x 120 mm; 4.01.20/07-Broca Ø 2,0 x 70 mm; 4.01.20/10- Broca Ø 2,0 x 100 mm; 4.01.20/15 -Broca Ø 2,0 x 150 mm; 4.01.25/15-Broca Ø 2,5 x 150 mm; 4.01.25/20 -Broca Ø 2,5 x 200 mm;
4.01.25/25- Broca Ø 2,5 x 250 mm; 4.01.25/30- Broca Ø 2,5 x 300 mm; 4.01.27/15-Broca Ø 2,7 x 150 mm; 4.01.27/20-Broca Ø 2,7 x 200 mm; 4.01.27/25 - Broca Ø 2,7 x 250 mm; 4.01.27/25- Broca Ø 2,7 x 300 mm; 4.01.30/15-Broca Ø 3,0 x 150 mm; 4.01.30/20 - Broca Ø 3,0 x 200 mm; 4.01.30/25- Broca Ø 3,0 x 250 mm; 4.01.30/30 - Broca Ø 3,0 x 300 mm;
4.01.32/15- Broca Ø 3,2 x 150 mm; 4.01.32/20- Broca Ø 3,2 x 200 mm; 4.01.32/25 - Broca Ø 3,2 x 250 mm; 4.01.32/30-Broca Ø 3,2 x 300 mm; 4.01.35/15-Broca Ø 3,5 x 150 mm; 4.01.35/20- Broca Ø 3,5 x 200 mm; 4.01.40/15-Broca Ø 4,0 x 150 mm; 4.01.40/20 - Broca Ø 4,0 x 200 mm; 4.01.40/25 - Broca Ø 4,0 x 250 mm; 4.01.40/30- Broca Ø 4,0 x 300 mm;

4.01.45/15- Broca Ø 4,5 x 150 mm; 4.01.45/20-Broca Ø 4,5 x 200 mm; 4.01.45/25-Broca Ø 4,5 x 250 mm; 4.01.45/30 - Broca Ø 4,5 x 300 mm; 4.01.50/15- Broca Ø 5,0 x 150 mm; 4.01.50/20-Broca Ø 5,0 x 200 mm; 4.01.50/25-Broca Ø 5,0 x 250 mm; 4.01.50/30-Broca Ø 5,0 x 300 mm; 3.02.01/00- Conjunto Tubo-tubo 3/8" 02 bandejas; 3.02.02/00-onjunto Tubo-tubo 3/8" 03 bandejas; 3.02.03/00-Conjunto Tubo-tubo 11.
CLASSE : II 80195669001
8030 - Cadastro de (Isenção) de Material de Uso Médico NACIONAL
mn medicas rep e com eq medicos esteticos e cosmeticos Ltda 8.06289-4
Curativo 25351.447232/2011-94
CURATIVO OPERCAT
FABRICANTE : IBERHOSPITEX, S.A. - ESPANHA
DISTRIBUIDOR : mn medicas rep e com eq medicos esteticos e cosmeticos Ltda - BRASIL
0037407 - Embalagem de curativo auto-adesivo estéril 5 x 5 cm;
0037417 - Embalagem de curativo auto-adesivo estéril 8 x 7,5 cm;
0037427 - Embalagem de curativo auto-adesivo estéril 16 x 5 cm.
CLASSE : I 80628940002
80007 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico IMPORTADO
Canulas 25351.447248/2011-71
ASPIRATOR - CÂNULAS DE SUCCÃO
FABRICANTE : IBERHOSPITEX, S.A. - ESPANHA
0027500; 0027501; 0027502; 0027503; 0027504; 0027510; 0027512; 0027514; 0027516; 0027511; 0027513; 0027515; 0027517; 0027520; 0027522; 0027524; 0027526; 0027528; 0027521; 0027523; 0027525; 0027527; 0027529; 0027401; 0027403; 0027405; 0027407; 0027440; 0027442; 0027444; 0027446; 0027448; 0027450; 0027420; 0027422; 0027424; 0027426; 0027428; 0027430; 0027432; 0027434; 0027402; 0027404; 0027406; 0027408; 0027441; 0027443; 0027445; 0027447; 0027449; 0027451; 0027421; 0027423; 0027425; 0027427; 0027429; 0027431; 0027433; 0027435; 0027201; 0027210; 0027220; 0027222; 0027230; 0027202; 0027211; 0027221; 0027223; 0027231; 0027300; 0027301; 0027310; 0027312; 0027320; 0027322; 0027330; 0027332; 0027340; 0027342;
CLASSE : II 80628940003
80007 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico IMPORTADO
NEOORTHO PRODUTOS ORTOPÉDICOS S/A 8.05467-2
Material Implantavel 25351.799664/2010-71
SISTEMA DE FIXAÇÃO INTRAMEDULAR PARA FÊMUR NEO-NAIL
FABRICANTE : NEOORTHO PRODUTOS ORTOPÉDICOS S/A - BRASIL
DISTRIBUIDOR : NEOORTHO PRODUTOS ORTOPÉDICOS S/A - BRASIL
932.001 Parafuso Sextavado Candelabro Ø5x26mm 932.002 Parafuso Sextavado Candelabro Ø5x28mm 932.003 Parafuso Sextavado Candelabro Ø5x30mm 932.004 Parafuso Sextavado Candelabro Ø5x32mm 932.005 Parafuso Sextavado Candelabro Ø5x34mm 932.006 Parafuso Sextavado Candelabro Ø5x36mm 932.007 Parafuso Sextavado Candelabro Ø5x38mm 932.008 Parafuso Sextavado Candelabro Ø5x40mm 932.009 Parafuso Sextavado Candelabro Ø5x42mm 932.010 Parafuso Sextavado Candelabro Ø5x44mm 932.011 Parafuso Sextavado Candelabro Ø5x46mm 932.012 Parafuso Sextavado Candelabro Ø5x48mm 932.013 Parafuso Sextavado Candelabro Ø5x50mm 932.014 Parafuso Sextavado Candelabro Ø5x52mm 932.015 Parafuso Sextavado Candelabro Ø5x54mm 932.016 Parafuso Sextavado Candelabro Ø5x56mm 932.017 Parafuso Sextavado Candelabro Ø5x58mm 932.018 Parafuso Sextavado Candelabro Ø5x60mm 932.019 Parafuso Sextavado Candelabro Ø5x62mm 932.020 Parafuso Sextavado Candelabro Ø5x64mm 932.021 Parafuso Sextavado Candelabro Ø5x66mm 932.022 Parafuso Sextavado Candelabro Ø5x68mm 932.023 Parafuso Sextavado Candelabro Ø5x70mm 932.024 Parafuso Sextavado Candelabro Ø5x72mm 932.025 Parafuso Sextavado Candelabro Ø5x74mm 932.026 Parafuso Sextavado Candelabro Ø5x76mm 932.027 Parafuso Sextavado Candelabro Ø5x78mm 932.028 Parafuso Sextavado Candelabro Ø5x80mm 932.029 Parafuso Sextavado Candelabro Ø5x85mm 932.030 Parafuso Sextavado Candelabro Ø5x90mm 932.031 Parafuso Sextavado Candelabro Ø5x95mm 932.032 Parafuso Sextavado Candelabro Ø5x100mm; 932.033 Parafuso Sextavado Candelabro Ø5x105mm 932.034 Parafuso Sextavado Candelabro Ø5x110mm 932.035 Parafuso Sextavado Candelabro Ø5x115mm 932.036 Parafuso Sextavado Candelabro Ø5x120mm 932.037 Parafuso Sextavado Candelabro Ø5x125mm 932.038 Parafuso Sextavado Candelabro Ø5x130mm 932.039 Parafuso Sextavado Candelabro Ø5x135mm 932.040 Parafuso Sextavado Candelabro Ø5x140mm; 932.589 Haste Intramedular de Fêmur Esquerda. Ø15x440mm 932.590 Haste Intramedular de Fêmur Esquerda. Ø15x460mm 932.591 Haste Intramedular de Fêmur Esquerda. Ø15x480mm; 933.350 Parafuso Starhead Candelabro Ø4x18mm 933.351 Parafuso Starhead Candelabro Ø4x20mm 933.352 Parafuso Starhead Candelabro Ø4x22mm 933.353 Parafuso Starhead Candelabro Ø4x24mm 933.354 Parafuso Starhead Candelabro Ø4x26mm 933.355 Parafuso Starhead Candelabro Ø4x28mm 933.356 Parafuso Starhead Candelabro Ø4x30mm 933.357 Parafuso Starhead Candelabro Ø4x32mm 933.358 Parafuso Starhead Candelabro Ø4x34mm 933.359 Parafuso Starhead Candelabro Ø4x36mm 933.360 Parafuso Starhead Candelabro Ø4x38mm 933.361 Parafuso Starhead Candelabro Ø4x40mm 933.362 Parafuso Starhead Candelabro Ø4x42mm 933.363 Parafuso Starhead Candelabro Ø4x44mm 933.364 Parafuso Starhead Candelabro Ø4x46mm 933.365 Parafuso Starhead Candelabro Ø4x48mm 933.366 Parafuso Starhead Candelabro Ø4x50mm 933.367 Parafuso Starhead Candelabro Ø4x52mm 933.368 Parafuso Starhead Candelabro Ø4x54mm 933.369 Parafuso Starhead Candelabro Ø4x56mm 933.370 Parafuso Starhead Candelabro Ø4x58mm 933.371 Parafuso

Starhead Candelabro Ø4x60mm 933.372 Parafuso Starhead Candelabro Ø4x62mm 933.373 Parafuso Starhead Candelabro Ø4x64mm 933.374 Parafuso Starhead Candelabro Ø4x66mm 933.375 Parafuso Starhead Candelabro Ø4x68mm 933.376 Parafuso Starhead Candelabro Ø4x70mm 933.377 Parafuso Starhead Candelabro Ø4x72mm 933.378 Parafuso Starhead Candelabro Ø4x74mm 933.379 Parafuso Starhead Candelabro Ø4x76mm 933.380 Parafuso Starhead Candelabro Ø4x78mm 933.381 Parafuso Starhead Candelabro Ø4x80mm; 932.041 Parafuso Starhead Candelabro Ø5x26mm 932.042 Parafuso Starhead Candelabro Ø5x28mm 932.043 Parafuso Starhead Candelabro Ø5x30mm 932.044 Parafuso Starhead Candelabro Ø5x32mm 932.045 Parafuso Starhead Candelabro Ø5x34mm 932.046 Parafuso Starhead Candelabro Ø5x36mm 932.047 Parafuso Starhead Candelabro Ø5x38mm 932.048 Parafuso Starhead Candelabro Ø5x40mm 932.049 Parafuso Starhead Candelabro Ø5x42mm 932.050 Parafuso Starhead Candelabro Ø5x44mm 932.051 Parafuso Starhead Candelabro Ø5x46mm 932.052 Parafuso Starhead Candelabro Ø5x48mm 932.053 Parafuso Starhead Candelabro Ø5x50mm 932.054 Parafuso Starhead Candelabro Ø5x52mm 932.055 Parafuso Starhead Candelabro Ø5x54mm 932.056 Parafuso Starhead Candelabro Ø5x56mm 932.057 Parafuso Starhead Candelabro Ø5x58mm 932.058 Parafuso Starhead Candelabro Ø5x60mm 932.059 Parafuso Starhead Candelabro Ø5x62mm 932.060 Parafuso Starhead Candelabro Ø5x64mm 932.061 Parafuso Starhead Candelabro Ø5x66mm 932.062 Parafuso Starhead Candelabro Ø5x68mm 932.063 Parafuso Starhead Candelabro Ø5x70mm 932.064 Parafuso Starhead Candelabro Ø5x72mm 932.065 Parafuso Starhead Candelabro Ø5x74mm 932.066 Parafuso Starhead Candelabro Ø5x76mm 932.067 Parafuso Starhead Candelabro Ø5x78mm 932.068 Parafuso Starhead Candelabro Ø5x80mm 932.069 Parafuso Starhead Candelabro Ø5x85mm 932.070 Parafuso Starhead Candelabro Ø5x90mm 932.071 Parafuso Starhead Candelabro Ø5x95mm 932.072 Parafuso Starhead Candelabro Ø5x100mm 932.073 Parafuso Starhead Candelabro Ø5x105mm 932.074 Parafuso Starhead Candelabro Ø5x110mm 932.075 Parafuso Starhead Candelabro Ø5x115mm 932.076 Parafuso Starhead Candelabro Ø5x120mm 932.077 Parafuso Starhead Candelabro Ø5x125mm 932.078 Parafuso Starhead Candelabro Ø5x130mm 932.079 Parafuso Starhead Candelabro Ø5x135mm 932.080 Parafuso Starhead Candelabro Ø5x140mm; 932.300 Haste Intramedular de Fêmur Esquerda. Ø8x260mm 932.301 Haste Intramedular de Fêmur Esquerda. Ø8x280mm 932.302 Haste Intramedular de Fêmur Esquerda. Ø8x300mm 932.303 Haste Intramedular de Fêmur Esquerda. Ø8x320mm 932.304 Haste Intramedular de Fêmur Esquerda. Ø8x340mm 932.305 Haste Intramedular de Fêmur Esquerda. Ø8x360mm 932.306 Haste Intramedular de Fêmur Esquerda. Ø8x380mm 932.307 Haste Intramedular de Fêmur Esquerda. Ø8x400mm 932.308 Haste Intramedular de Fêmur Esquerda. Ø8x420mm 932.309 Haste Intramedular de Fêmur Esquerda. Ø8x440mm 932.310 Haste Intramedular de Fêmur Esquerda. Ø8x460mm 932.311 Haste Intramedular de Fêmur Esquerda. Ø8x480mm 932.312 Haste Intramedular de Fêmur Esquerda. Ø9x260mm 932.313 Haste Intramedular de Fêmur Esquerda. Ø9x280mm 932.314 Haste Intramedular de Fêmur Esquerda. Ø9x300mm 932.315 Haste Intramedular de Fêmur Esquerda. Ø9x320mm 932.316 Haste Intramedular de Fêmur Esquerda. Ø9x340mm 932.317 Haste Intramedular de Fêmur Esquerda. Ø9x360mm 932.318 Haste Intramedular de Fêmur Esquerda. Ø9x380mm 932.319 Haste Intramedular de Fêmur Esquerda. Ø9x400mm 932.320 Haste Intramedular de Fêmur Esquerda. Ø9x420mm 932.321 Haste Intramedular de Fêmur Esquerda. Ø9x440mm 932.322 Haste Intramedular de Fêmur Esquerda. Ø9x460mm 932.323 Haste Intramedular de Fêmur Esquerda. Ø9x480mm 932.324 Haste Intramedular de Fêmur Esquerda. Ø10x260mm 932.325 Haste Intramedular de Fêmur Esquerda. Ø10x280mm 932.326 Haste Intramedular de Fêmur Esquerda. Ø10x300mm 932.327 Haste Intramedular de Fêmur Esquerda. Ø10x320mm 932.328 Haste Intramedular de Fêmur Esquerda. Ø10x340mm 932.329 Haste Intramedular de Fêmur Esquerda. Ø10x360mm 932.330 Haste Intramedular de Fêmur Esquerda. Ø10x380mm 932.331 Haste Intramedular de Fêmur Esquerda. Ø10x400mm 932.332 Haste Intramedular de Fêmur Esquerda. Ø10x420mm 932.333 Haste Intramedular de Fêmur Esquerda. Ø10x440mm 932.334 Haste Intramedular de Fêmur Esquerda. Ø10x460mm 932.335 Haste Intramedular de Fêmur Esquerda. Ø10x480mm 932.336 Haste Intramedular de Fêmur Esquerda. Ø11x260mm 932.337 Haste Intramedular de Fêmur Esquerda. Ø11x280mm 932.338 Haste Intramedular de Fêmur Esquerda. Ø11x300mm 932.339 Haste Intramedular de Fêmur Esquerda. Ø11x320mm 932.340 Haste Intramedular de Fêmur Esquerda. Ø11x340mm 932.341 Haste Intramedular de Fêmur Esquerda. Ø11x360mm 932.342 Haste Intramedular de Fêmur Esquerda. Ø11x380mm 932.343 Haste Intramedular de Fêmur Esquerda. Ø11x400mm 932.344 Haste Intramedular de Fêmur Esquerda. Ø11x420mm 932.345 Haste Intramedular de Fêmur Esquerda. Ø11x440mm 932.346 Haste Intramedular de Fêmur Esquerda. Ø11x460mm 932.347 Haste Intramedular de Fêmur Esquerda. Ø11x480mm 932.348 Haste Intramedular de Fêmur Esquerda. Ø12x260mm 932.349 Haste Intramedular de Fêmur Esquerda. Ø12x280mm 932.350 Haste Intramedular de Fêmur Esquerda. Ø12x300mm 932.351 Haste Intramedular de Fêmur Esquerda. Ø12x320mm 932.352 Haste Intramedular de Fêmur Esquerda. Ø12x340mm 932.353 Haste Intramedular de Fêmur Esquerda. Ø12x360mm 932.354 Haste Intramedular de Fêmur Esquerda. Ø12x380mm 932.355 Haste Intramedular de Fêmur Esquerda. Ø12x400mm 932.356 Haste Intramedular de Fêmur Esquerda.

03.02612.060Parafuso cortical auto roscante Ø 3.5mm x 60 mm
03.02612.065Parafuso cortical auto roscante Ø 3.5mm x 65 mm
03.02612.070Parafuso cortical auto roscante Ø 3.5mm x 70 mm
03.02612.075Parafuso cortical auto roscante Ø 3.5mm x 75 mm
03.02612.080Parafuso cortical auto roscante Ø 3.5mm x 80 mm
03.02612.085Parafuso cortical auto roscante Ø 3.5mm x 85 mm
03.02612.090Parafuso cortical auto roscante Ø 3.5mm x 90 mm
03.02612.095Parafuso cortical auto roscante Ø 3.5mm x 95 mm
03.02612.100Parafuso cortical auto roscante Ø 3.5mm x 100 mm
03.02612.105Parafuso cortical auto roscante Ø 3.5mm x 105 mm
03.02612.110Parafuso cortical auto roscante Ø 3.5mm x 110 mm
; 03.00527.006Parafuso cortical Ø2,7mm x 6 mm
03.00527.008Parafuso cortical Ø2,7mm x 8 mm
03.00527.010Parafuso cortical Ø2,7mm x 10 mm
03.00527.012Parafuso cortical Ø2,7mm x 12 mm
03.00527.014Parafuso cortical Ø2,7mm x 14 mm
03.00527.016Parafuso cortical Ø2,7mm x 16 mm
03.00527.018Parafuso cortical Ø2,7mm x 18 mm
03.00527.020Parafuso cortical Ø2,7mm x 20 mm
03.00527.022Parafuso cortical Ø2,7mm x 22 mm
03.00527.024Parafuso cortical Ø2,7mm x 24 mm
03.00527.026Parafuso cortical Ø2,7mm x 26 mm
03.00527.028Parafuso cortical Ø2,7mm x 28 mm
03.00527.030Parafuso cortical Ø2,7mm x 30 mm
03.00527.032Parafuso cortical Ø2,7mm x 32 mm
03.00527.034Parafuso cortical Ø2,7mm x 34 mm
03.00527.036Parafuso cortical Ø2,7mm x 36 mm
03.00527.038Parafuso cortical Ø2,7mm x 38 mm
03.00527.040Parafuso cortical Ø2,7mm x 40 mm
03.00527.042Parafuso cortical Ø2,7mm x 42 mm
03.00527.044Parafuso cortical Ø2,7mm x 44 mm
03.00527.046Parafuso cortical Ø2,7mm x 46 mm
03.00527.048Parafuso cortical Ø2,7mm x 48 mm
03.00527.050Parafuso cortical Ø2,7mm x 50 mm
03.02527.006Parafuso cortical auto roscante Ø2,7mm x 6 mm
03.02527.008Parafuso cortical auto roscante Ø2,7mm x 8 mm
03.02527.010Parafuso cortical auto roscante Ø2,7mm x 10 mm
03.02527.012Parafuso cortical auto roscante Ø2,7mm x 12 mm
CLASSE : III 10314800114

8542 - Registro de Sistema de Material de Uso Médico IMPOR-TADO

PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 1.03945-3
Monitor de Sinais Vitais 25351.596197/2010-00

MONITOR/DESFIBRILADOR SERIES
FABRICANTE : PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - BRASIL

DISTRIBUIDOR : PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - BRASIL

MD20;
MD10;
MD30.

CLASSE : III 10394530049

8056 - Registro de Famílias de Equipamentos NACIONAIS, de Médio e Pequeno Portes

RAZEK EQUIPAMENTOS LTDA ME 8.03561-3
Endoscópio Rígido 25351.131554/2011-78

ENDOSCÓPIOS PARA ARTROSCOPIA DE QUADRIL
FABRICANTE : RAZEK EQUIPAMENTOS LTDA ME - BRASIL

DISTRIBUIDOR : RAZEK EQUIPAMENTOS LTDA ME - BRASIL

ENDOSCÓPIO 30º E 275MM - CÓDIGO 741340000; ENDOSCÓPIO 70º E 275MM - CÓDIGO 741350000

CLASSE : II 80356130051

8056 - Registro de Famílias de Equipamentos NACIONAIS, de Médio e Pequeno Portes

SANKI COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. 8.05493-1

Alicates Ortodonticos 25351.704582/2009-48

ALICATE ORTODONTICO
FABRICANTE : ORMCO CORPORATION - ESTADOS UNIDOS

FABRICANTE : ORMEX S.A. DE C.V. - MÉXICO

FABRICANTE : SDS DE MÉXICO S.A. DE C.V. - MÉXICO

DISTRIBUIDOR : SDS DE MÉXICO S.A. DE C.V. - MÉXICO

DISTRIBUIDOR : ORMCO CORPORATION - ESTADOS UNIDOS

DISTRIBUIDOR : ORMEX S.A. DE C.V. - MÉXICO

803-0103 AEZ;803-0113 AEZ;803-0500 AEZ;803-0501 AEZ;803-0506 AEZ;803-0101 AEZ;803-0111 AEZ;803-0502 AEZ;803-0503 AEZ;803-0510 AEZ;803-0511 AEZ;803-0512 AEZ;803-0513 AEZ;803-0504 AEZ;803-0505 AEZ;803-0514 AEZ;800-0516

ETM;800-1010 ETM;800-1016 ETM;800-1017 ETM;800-1116 ETM;800-1100 ETM;800-1200 ETM;800-7001 ETM;800-7005 ETM;800-1200 ETM;800-1001 ETM;800-1002 ETM;800-1003 ETM;800-1021 ETM;800-1000 ETM;800-1024 ETM;800-1006 ETM;

CLASSE : I 80549310011

80007 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico IMPOR-TADO

STRYKER DO BRASIL LTDA 8.00054-3

Instrumental Para Implante Ortopedico 25351.363482/2011-07

PROVA DE INSTRUMENTAL EM CROMO COBALTO PARA CIRURGIA DE JOELHO STRYKER

FABRICANTE : STRYKER INSTRUMENTS - ESTADOS UNIDOS

FABRICANTE : HOWMEDICA OSTEONICS CORP - ESTADOS UNIDOS

FABRICANTE : Stryker (Suzhou) Medical Technology Co. Ltd. - CHINA

FABRICANTE : BENOIST GIRARD - FRANÇA

FABRICANTE : HOWMEDICA INTERNATIONAL S. DE RL - IRLANDA

5511-T-302:Ps prova femoral #3 direito triathlon; 5511-T-401:Ps femoral prova #4 esquerdo triathlon; 5511-T-402:Ps prova femoral #4 direito triathlon; 5511-T-501:Ps prova femoral #5 esquerdo triathlon; 5511-T-502:Ps prova femoral #5 direito triathlon; 5511-T-601:Ps prova femoral #6 esquerdo triathlon; 5511-T-602:Ps prova femoral #6 direito triathlon; 5511-T-701:Ps prova femoral #7 esquerdo triathlon; 5511-T-702:Ps prova femoral #7 direito triathlon; 5511-T-801:Ps prova femoral # 8 esquerdo triathlon; 5511-T-802:Ps prova femoral # 8direito triathlon; 5512-T-101:Tri ts prova femoral tam. 1 esquerdo triathlon; 5512-T-102:Tri ts prova femoral tam. 1 direito triathlon; 5512-t-201:Tri ts prova femoral tam. 2 esquerdo triathlon; 5512-t-202:Tri ts prova femoral tam. 2 direito triathlon; 5512-T-301:Tri ts prova femoral tam. 3 esquerdo triathlon; 5512-T-302:Tri ts prova femoral tam. 3 direito triathlon; 5512-T-401:Tri ts prova femoral tam. 4 esquerdo triathlon; 5512-T-402:Tri ts prova femoral tam. 4 direito triathlon; 5512-T-501:Tri ts prova femoral tam. 5 esquerdo triathlon; 5512-T-502:Tri ts prova femoral tam. 5 direito triathlon; 5512-T-601:Tri ts prova femoral tam. 6 esquerdo triathlon; 5512-T-602:Tri ts prova femoral tam. 6 direito triathlon; 5512-t-701:Tri ts prova femoral tam. 7 esquerdo triathlon; 5512-t-702:Tri ts prova femoral tam. 7 direito triathlon; 5512-T-801:Tri ts prova femoral tam. 8 esquerdo triathlon; 5512-T-802:Tri ts prova femoral tam. 8 direito triathlon; 5521-T-100:Tri univ baseplate prova tam. 1 triathlon; 5521-t-200:Tri univ baseplate trl tam. 2 triathlon; 5521-T-300:Tri univ baseplate prova tam. 3 triathlon; 5521-T-400:Tri univ baseplate prova tam. 4 triathlon; 5521-T-500:Tri univ baseplate prova tam. 5 triathlon; 5521-T-600:Tri univ baseplate prova tam. 6 triathlon; 5521-t-700:Tri univ baseplate prova tam. 7 triathlon; 5521-T-800:Tri univ baseplate prova tam. 8 triathlon; 5537-T-109:Triathlon ts+ prova de insert tibial #1 - 9mm triathlon; 5537-T-111:Triathlon ts+ prova de insert tibial #1 - 11mm triathlon; 5537-T-113:Triathlon ts+ prova de insert tibial #1 - 13mm triathlon; 5537-T-116:Triathlon ts+ prova de insert tibial #1 - 16mm triathlon;

5537-T-119:Triathlon ts+ prova de insert tibial #1 - 19mm triathlon;

5537-T-122:Triathlon ts+ prova de insert tibial #1 - 22mm triathlon;

5537-T-128:Triathlon ts+ prova de insert tibial #1 - 28mm triathlon;

5537-T-131:Triathlon ts+ prova de insert tibial #1 - 31mm triathlon;

5537-T-209:Triathlon ts+ prova de insert tibial #2 - 9mm triathlon;

5537-T-211:Triathlon ts+ prova de insert tibial #2 - 11mm triathlon;

5537-T-213:Triathlon ts+ prova de insert tibial #2 - 13mm triathlon;

5537-T-216:Triathlon ts+ prova de insert tibial #2 - 16mm triathlon;

5537-T-219:Triathlon ts+ prova de insert tibial #2 - 19mm triathlon;

5537-T-222:Triathlon ts+ prova de insert tibial #2 - 22mm triathlon;

5537-T-225:Triathlon ts+ prova de insert tibial #2 - 25mm triathlon;

5537-T-225:Triathlon ts+ prova de insert tibial #2 - 25mm triathlon;

5537-T-228:Triathlon ts+ prova de insert tibial #2 - 28mm triathlon;

5537-T-231:Triathlon ts+ prova de insert tibial #2 - 31mm triathlon;

5537-T-309:Triathlon ts+ prova de insert tibial #3 - 9mm triathlon;

5537-T-311:Triathlon ts+ prova de insert tibial #3 - 11mm triathlon;

5537-T-313:Triathlon ts+ prova de insert tibial #3 - 13mm triathlon;

5537-T-316:Triathlon ts+ prova de insert tibial #3 - 16mm triathlon;

5537-T-319:Triathlon ts+ prova de insert tibial #3 - 19mm triathlon;

5537-T-322:Triathlon ts+ prova de insert tibial #3 - 22mm triathlon;

5537-T-325:Triathlon ts+ prova de insert tibial #3 - 25mm triathlon;

5537-T-328:Triathlon ts+ prova de insert tibial #3 - 28mm triathlon;

5537-T-331:Triathlon ts+ prova de insert tibial #3 - 31mm triathlon;

5537-T-409:Triathlon ts+ prova de insert tibial #4 - 9mm triathlon;

5537-T-411:Triathlon ts+ prova de insert tibial #4 - 11mmtriathlon;

5537-T-413:Triathlon ts+ prova de insert tibial #4 - 13mm triathlon;

5537-T-416:Triathlon ts+ prova de insert tibial #4 - 16mm triathlon;

5537-T-419:Triathlon ts+ prova de insert tibial #4 - 19mm triathlon;

5537-T-422:Triathlon ts+ prova de insert tibial #4 - 22mm triathlon;

5537-T-425:Triathlon ts+ prova de insert tibial #4 - 25mm triathlon;

5537-T-428:Triathlon ts+ prova de insert tibial #4 - 28mm triathlon;

5537-T-431:Triathlon ts+ prova de insert tibial #4 - 31mm triathlon;

5537-T-509:Triathlon ts+ prova de insert tibial #5 - 9mm triathlon;

5537-T-511:Triathlon ts+ prova de insert tibial #5 - 11mm triathlon;

5537-T-513:Triathlon ts+ prova de insert tibial #5 - 13mm triathlon;

5537-T-516:Triathlon ts+ prova de insert tibial #5 - 16mm triathlon;

5537-T-519:Triathlon ts+ prova de insert tibial #5 - 19mm triathlon;

5537-T-522:Triathlon ts+ prova de insert tibial #5 - 22mm triathlon;

5537-T-525:Triathlon ts+ prova de insert tibial #5 - 25mm triathlon;

5537-T-528:Triathlon ts+ prova de insert tibial #5 - 28mm triathlon;

5537-T-531:Triathlon ts+ prova de insert tibial #5 - 31mm triathlon;

5537-T-609:Triathlon ts+ prova de insert tibial #6 - 9mm triathlon;

5537-T-611:Triathlon ts+ prova de insert tibial #6 - 11mm triathlon;

5537-T-613:Triathlon ts+ prova de insert tibial #6 - 13mm triathlon;

5537-T-616:Triathlon ts+ prova de insert tibial #6 - 16mm triathlon;

5537-T-619:Triathlon ts+ prova de insert tibial #6 - 19mm triathlon;

5537-T-622:Triathlon ts+ prova de insert tibial #6 - 22mm triathlon;

5537-T-625:Triathlon ts+ prova de insert tibial #6 - 25mm triathlon;

5537-T-628:Triathlon ts+ prova de insert tibial #6 - 28mm triathlon;

5537-T-631:Triathlon ts+ prova de insert tibial #6 - 31mm triathlon;

5537-T-709:Triathlon ts+ prova de insert tibial #7 - 9mm triathlon;

5537-T-711:Triathlon ts+ prova de insert tibial #7 - 11mm triathlon;

5537-T-713:Triathlon ts+ prova de insert tibial #7 - 13mm triathlon;

5537-T-716:Triathlon ts+ prova de insert tibial #7 - 16mm triathlon;

5537-T-719:Triathlon ts+ prova de insert tibial #7 - 19mm triathlon;

5537-T-722:Triathlon ts+ prova de insert tibial #7 - 22mm triathlon;

5537-T-725:Triathlon ts+ prova de insert tibial #7 - 25mm triathlon;

5537-T-728:Triathlon ts+ prova de insert tibial #7 - 28mm triathlon;

5537-T-731:Triathlon ts+ prova de insert tibial #7 - 31mm triathlon;

5537-T-809:Triathlon ts + prova de insert tibial #8 - 9mm triathlon;

5537-T-811:Triathlon ts+ prova de insert tibial #8 - 11mm triathlon;

5537-T-813:Ts+ prova de insert tibial #8 - 13mm triathlon@ revision instruments triathlon; 5537-T-816:Ts+ prova de insert tibial #8 - 16mm triathlon; 5537-T-819:Ts+ prova de insert tibial #8 - 19mm triathlon@ revision instruments triathlon; 5537-T-822:Ts+ prova de insert tibial #8 - 22mm triathlon@ revision instruments triathlon;

5537-T-825:Ts+ prova de insert tibial #8 - 25mm triathlon@ revision instruments triathlon; 5537-T-828:Triathlon ts+ prova de insert tibial #8 - 28mm triathlon; 5537-T-831:Ts+ prova de insert tibial #8 - 31mm triathlon@ revision instruments triathlon; 6543-1-603:Tamanho 1-8 prova femoral triathlon.

5610-T-101:Tamanho 1 lm/rl prova femoral triathlon; 5610-T-102:Tamanho 1 rm/ll prova femoral triathlon; 5610-T-201:Tamanho 2 lm/rl prova femoral triathlon; 5610-T-202:Tamanho 2 rm/llprova femoral triathlon; 5610-T-301:Tamanho 3 lm/rl prova femoral triathlon; 5610-T-302:Tamanho 3 rm/ll prova femoral triathlon; 5610-T-401:Tamanho 4 lm/rl prova femoral triathlon; 5610-T-402:Tamanho 4 rm/ll prova femoral triathlon; 5610-T-501:Tamanho 5 lm/rl prova femoral triathlon; 5610-T-502:Tamanho 5 rm/ll prova femoral triathlon; 5610-T-601:Tamanho 6 lm/rl prova femoral triathlon; 5610-T-602:Tamanho 6 rm/ll prova femoral triathlon; 5510-T-101:Cr prova femoral # 1 esquerdo triathlon; 5510-T-102:Cr prova femoral # 1 direito triathlon; 5510-T-201:Cr prova femoral #2 esquerdo triathlon; 5510-T-202:Cr prova femoral #2 direito triathlon; 5510-T-301:Cr prova femoral #3 esquerdo triathlon; 5510-T-302:Cr prova femoral #3 direito triathlon; 5510-T-401:Cr prova femoral #4 esquerdo triathlon; 5510-T-402:Cr prova femoral #4 direito triathlon; 5510-T-501:Cr prova femoral #5 esquerdo triathlon; 5510-T-502:Cr prova femoral #5 direito triathlon; 5510-T-601:Cr prova femoral #6 esquerdo triathlon; 5510-T-602:Cr prova femoral #6 direito triathlon; 5510-T-701:Cr prova femoral #7 esquerdo triathlon; 5510-T-702:Cr prova femoral #7 direito triathlon; 5510-T-801:Cr prova femoral # 8 esquerdo triathlon; 5510-T-802:Cr prova femoral # 8 direito triathlon; 5511-T-101:Ps prova femoral # 1esquerdo triathlon; 5511-T-102:Ps prova femoral # 1direito triathlon; 5511-T-201:Ps prova femoral #2 esquerdo triathlon; 5511-T-202:Ps prova femoral #2 direito triathlon; 5511-T-301:Ps prova femoral #3 esquerdo triathlon; 5511-T-302:Ps prova femoral #3 direito triathlon; 5511-T-401:Ps prova femoral #4 esquerdo triathlon; 5511-T-402:Cr prova femoral #5 esquerdo triathlon; 5511-T-502:Cr prova femoral #5 direito triathlon; 5510-T-601:Cr prova femoral #6 esquerdo triathlon; 5510-T-602:Cr prova femoral #6 direito triathlon; 5510-T-701:Cr prova femoral #7 esquerdo triathlon; 5510-T-702:Cr prova femoral #7 direito triathlon; 5510-T-801:Cr prova femoral # 8 esquerdo triathlon; 5510-T-802:Cr prova femoral # 8 direito triathlon; 5511-T-101:Ps prova femoral # 1esquerdo triathlon; 5511-T-102:Ps prova femoral # 1direito triathlon; 5511-T-201:Ps prova femoral #2 esquerdo triathlon; 5511-T-202:Ps prova femoral #2 direito triathlon; 5511-T-301:Ps prova femoral #3 esquerdo triathlon;

CLASSE : I 80005430244

80007 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico IMPOR-TADO

Instrumental Para Implante Ortopedico 25351.438712/2011-17

PROVA DE INSTRUMENTAL EM PPSU PARA QUADRIL STRYKER

FABRICANTE : STRYKER INSTRUMENTS - ESTADOS UNIDOS

FABRICANTE : HOWMEDICA OSTEONICS CORP - ESTADOS UNIDOS

FABRICANTE : Stryker (Suzhou) Medical Technology Co. Ltd. - CHINA

FABRICANTE : BENOIST GIRARD - FRANÇA

FABRICANTE : HOWMEDICA INTERNATIONAL S. DE RL - IRLANDA

1030-2240; 1030-2242; 1030-2244; 1030-2642; 1030-2644; 1030-2646; 1030-2648; 1030-2844; 1030-2846; 1030-2848; 1030-2850; 1030-2852; 1030-2854; 1030-2856; 1030-2858; 1030-2860; 1030-2862; 1030-2866; 1030-3248; 1030-3250; 1030-3252; 1030-3254; 1030-3256; 1030-3258; 1030-3260; 1030-3263; 1030-3266; 6304-7-244; 6304-7-246; 6304-7-248; 6304-7-250; 6304-7-252; 6304-7-254; 6304-7-256; 6304-7-258; 6304-7-350; 6304-7-352; 6304-7-354; 6304-7-356; 6304-7-358; 6304-7-360; 6304-7-644; 6304-7-646; 6304-7-648; 6304-7-650; 6304-7-652; 6304-7-654; 6304-7-656; 6304-7-658; 6304-7-846; 6304-7-848; 6304-7-850; 6304-7-852; 6304-7-854; 6304-7-856; 6304-7-858; 6304-7-860.

CLASSE : I 80005430245

80007 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico IMPOR-TADO

SURGICAL LINE -COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8.04109-0

IMPLANTE 25351.706640/2008-33

SISTEMA SINTEA BIOTECH PARA FIXAÇÃO DA COLUNA VERTEBRAL

FABRICANTE : SINTEA BIOTECH S.P.A - ITÁLIA

PLS.01.T5.5Parafuso PLS Monoaxial Torácico 5.5 x 20 mm para Anel; PLS.01.T5.6 Parafuso PLS Monoaxial Lombar 6.5 x 20 mm para Anel; PLS.01.T5.7 Parafuso PLS Monoaxial Sacral 7.0x 20 mm para Anel; PLS.02.T5.5 Parafuso PLS Monoaxial Torácico 5.5 x 25 mm para Anel; PLS.02.T5.6 Parafuso PLS Monoaxial Lombar 6.5 x 25 mm para Anel; PLS.02.T5.7 Parafuso PLS Monoaxial Sacral 7.0 x 25 mm para Anel; PLS.03.T5.5 Parafuso PLS Monoaxial Torácico 5.5 x 30 mm para Anel; PLS.03.T5.6 Parafuso PLS Monoaxial Lombar 6.5 x 30 mm para Anel; PLS.03.T5.7 Parafuso PLS Monoaxial Sacral 7.0 x 30 mm para Anel; PLS.04.T5.5 Parafuso PLS Monoaxial Torácico 5.5 x 35 mm para Anel; PLS.04.T5.6 Parafuso PLS Monoaxial Lombar 6.5 x 35 mm para Anel; PLS.04.T5.7 Parafuso PLS Monoaxial Sacral 7.0 x 35 mm para Anel; PLS.05.T5.5 Parafuso PLS Monoaxial Torácico 5.5 x 40 mm para Anel; PLS.05.T5.6 Parafuso PLS Monoaxial Lombar 6.5 x 40 mm para Anel; PLS.05.T5.7 Parafuso PLS Monoaxial Sacral 7.0 x 40 mm para Anel; PLS.06.T5.5 Parafuso PLS Monoaxial Torácico 5.5 x 45 mm para Anel; PLS.06.T5.6 Parafuso PLS Monoaxial Lombar 6.5 x 45 mm para Anel; PLS.06.T5.7 Parafuso PLS Monoaxial Sacral 7.0 x 45 mm para Anel; PLS.07.T5.6 Parafuso PLS Monoaxial Lombar 6.5 x 50 mm para Anel; PLS.07.T5.7 Parafuso PLS Monoaxial Sacral 7.0 x 50 mm para Anel; PLS.08.T5.6 Parafuso PLS Monoaxial Lombar 6.5 x 55 mm para Anel; PLS.08.T5.7 Parafuso PLS Monoaxial Sacral 7.0 x 55 mm para Anel; PLS.09.T5.6 Parafuso PLS Monoaxial Lombar 6.5 x 60 mm para Anel; PLS.09.T5.7 Parafuso PLS Monoaxial Sacral 7.0 x 60 mm para Anel; PLS.11.T5.5 Parafuso PLS Monoaxial Torácico 5.5 x 20 mm; PLS.11.T5.7 Parafuso PLS Monoaxial Sacral 7.0 x 20 mm; PLS.12.T5.5 Parafuso PLS Monoaxial Torácico 5.5 x 25 mm; PLS.12.T5.6 Parafuso PLS Monoaxial Lombar 6.5 x 25 mm; PLS.12.T5.7 Parafuso PLS Monoaxial Sacral 7.0 x 25 mm; PLS.13.T5.5 Parafuso PLS Monoaxial Torácico 5.5 x 30 mm; PLS.13.T5.6 Parafuso PLS Monoaxial Lombar 6.5 x 30 mm; PLS.13.T5.7 Parafuso PLS Monoaxial Sacral 7.0 x 30 mm;

PLS.14.T5.5 Parafuso PLS Monoaxial Torácico 5.5 x 35 mm;
PLS.14.T5.6 Parafuso PLS Monoaxial Lombar 6.5 x 35 mm;
PLS.14.T5.7 Parafuso PLS Monoaxial Sacral 7.0 x 35 mm;
PLS.15.T5.5 Parafuso PLS Monoaxial Torácico 5.5 x 40 mm;
PLS.15.T5.6 Parafuso PLS Monoaxial Lombar 6.5 x 40 mm;
PLS.15.T5.7 Parafuso PLS Monoaxial Sacral 7.0 x 40 mm;
PLS.16.T5.5 Parafuso PLS Monoaxial Torácico 5.5 x 45 mm;
PLS.16.T5.6 Parafuso PLS Monoaxial Lombar 6.5 x 45 mm;
PLS.16.T5.7 Parafuso PLS Monoaxial Sacral 7.0 x 45 mm;
PLS.17.T5.6 Parafuso PLS Monoaxial Lombar 6.5 x 50 mm;
PLS.17.T5.7 Parafuso PLS Monoaxial Sacral 7.0 x 50 mm;
PLS.18.T5.6 Parafuso PLS Monoaxial Lombar 6.5 x 55 mm;
PLS.18.T5.7 Parafuso PLS Monoaxial Sacral 7.0 x 55 mm;
PLS.19.T5.6 Parafuso PLS Monoaxial Lombar 6.5 x 60 mm;
PLS.19.T5.7 Parafuso PLS Monoaxial Sacral 7.0 x 60 mm;
PLS.21.T5.5 Parafuso PLS Monoaxial Torácico 5.5 x 20 mm Cabeça
Cabeça; PLS.21.T5.6 Parafuso PLS Monoaxial Lombar 6.5 x 20 mm
Cabeça Longa; PLS.21.T5.7 Parafuso PLS Monoaxial Sacral 7.0 x 20
mm Cabeça Longa; PLS.21.T3.2 Elemento de Conexão Perfurado de
4.0 mm; PLS.22.T3.2 Elemento de Conexão Perfurado de 5.0 mm;
PLS.23.T3.2 Elemento de Conexão Perfurado de 6.0 mm;
PLS.24.T3.2 Elemento de Conexão Perfurado de 5.5 mm;
PLS.21.T5.3 Elemento de Conexão Perfurado Stiff 5.5 mm;
PLS.22.T5.3 Elemento de Conexão Perfurado Stiff 5.0 mm;
PLS.23.T3.2 Elemento de Conexão Perfurado Stiff 6.0 mm;
PLS.22.T5.5 Parafuso PLS Monoaxial Torácico 5.5 x 25 mm Cabeça
Cabeça; PLS.22.T5.6 Parafuso PLS Monoaxial Lombar 6.5 x 25 mm
Cabeça Longa; PLS.22.T5.7 Parafuso PLS Monoaxial Sacral 7.0 x 25
mm Cabeça Longa; PLS.23.T5.5 Parafuso PLS Monoaxial Torácico
5.5 x 30 mm Cabeça Longa; PLS.23.T5.6 Parafuso PLS Monoaxial
Lombar 6.5 x 30 mm Cabeça Longa; PLS.23.T5.7 Parafuso PLS
Monoaxial Torácico 5.5 x 35mm Cabeça Longa; PLS.24.T5.6
Parafuso PLS Monoaxial Lombar 6.5 x 35 mm Cabeça Longa;
PLS.24.T5.7 Parafuso PLS Monoaxial Sacral 7.0 x 35 mm Cabeça
Longa; PLS.25.T5.5 Parafuso PLS Monoaxial Torácico 5.5 x 40 mm
Cabeça Longa; PLS.25.T5.6 Parafuso PLS Monoaxial Lombar 6.5 x
40 mm Cabeça Longa; PLS.25.T5.7 Parafuso PLS Monoaxial Sacral
7.0 x 40 mm Cabeça Longa; PLS.26.T5.5 Parafuso PLS Monoaxial
Torácico 5.5 x 45 mm Cabeça Longa; PLS.26.T5.6 Parafuso PLS
Monoaxial Lombar 6.5 x 45 mm Cabeça Longa; PLS.26.T5.7 Para-
fuso PLS Monoaxial Sacral 7.0 x 45 mm Cabeça Longa;
PLS.27.T5.6 Parafuso PLS Monoaxial Lombar 6.5 x 50 mm Cabeça
Longa; PLS.27.T5.7 Parafuso PLS Monoaxial Sacral 7.0 x 50 mm
Cabeça Longa; PLS.28.T5.6 Parafuso PLS Monoaxial Lombar 6.5 x
55 mm Cabeça Longa; PLS.28.T5.7 Parafuso PLS Monoaxial Sacral
7.0 x 55 mm Cabeça Longa; PLS.29.T5.6 Parafuso PLS Monoaxial
Lombar 6.5 x 60 mm Cabeça Longa; PLS.29.T5.7 Parafuso PLS
Monoaxial Sacral 7.0 x 60 mm Cabeça Longa; PLS.30.T5.0 Dispositivo
de Bloqueio para Parafuso PLS Monoaxial/Gancho;
PLS.31.T5.0 Dispositivo de Bloqueio para Parafuso PLS Monoaxial/
Gancho;
PLS.32.T5.0 Anel de Bloqueio para Parafuso PLS Monoaxial;
PLS.33.T3.0 Dispositivo de Bloqueio para Parafuso PLS Sunflower
Poliaxial; PLSc.33.T0 Tampa de Travamento - Parafuso Canulado;
PLS.40.T5.1 Encaixe Rod Ø R. 135; PLS.40.T5.2 Encaixe Rod Ø R.
175; PLS.44.T5.1 Haste 4.0 x 40 mm; PLS.44.T5.2 Haste 4.0 x 50
mm; PLS.44.T5.3 Haste 4.0 x 60 mm; PLS.44.T5.4 Haste 4.0 x 70
mm; PLS.44.T5.5 Haste 4.0 x 80 mm; PLS.44.T5.6 Haste 4.0 x 90
mm; PLS.44.T5.7 Haste 4.0 x 100 mm; PLS.44.T5.8 Haste 4.0 x 120
mm; PLS.41.T5.1 Haste 4.0 x 150 mm; PLS.41.T5.2 Haste 4.0 x 250
mm; PLS.41.T5.3 Haste 4.0 x 350 mm; PLS.45.T5.1 Haste 5.0 x 40
mm; PLS.45.T5.2 Haste 5.0 x 50 mm; PLS.45.T5.3 Haste 5.0 x 60
mm; PLS.45.T5.4 Haste 5.0 x 70 mm; PLS.45.T5.5 Haste 5.0 x 80
mm; PLS.45.T5.6 Haste 5.0 x 90 mm; PLS.45.T5.7 Haste 5.0 x 100
mm; PLS.45.T5.8 Haste 5.0 x 120 mm; PLS.42.T5.1 Haste 5.0 x 150
mm; PLS.42.T5.2 Haste 5.0 x 250 mm; PLS.42.T5.3 Haste 5.0 x 350
mm; PLS.48.T5.1 Haste 5.5 x 40 mm; PLS.48.T5.2 Haste 5.5 x 50
mm; PLS.48.T5.3 Haste 5.5 x 60 mm; PLS.48.T5.4 Haste 5.5 x 70
mm; PLS.48.T5.5 Haste 5.5 x 80 mm; PLS.48.T5.6 Haste 5.5 x 90
mm; PLS.48.T5.7 Haste 5.5 x 100 mm; PLS.48.T5.8 Haste 5.5 x 120
mm; PLS.47.T5.1 Haste 5.5 x 150 mm; PLS.47.T5.2 Haste 5.5 x 250
mm; PLS.47.T5.3 Haste 5.5 x 350 mm; PLS.46.T5.1 Haste 6.0 x 40
mm; PLS.46.T5.2 Haste 6.0 x 50 mm; PLS.46.T5.3 Haste 6.0 x 60
mm; PLS.46.T5.4 Haste 6.0 x 70 mm; PLS.46.T5.5 Haste 6.0 x 80
mm; PLS.46.T5.6 Haste 6.0 x 90 mm; PLS.46.T5.7 Haste 6.0 x 100
mm; PLS.46.T5.8 Haste 6.0 x 120 mm; PLS.43.T5.1 Haste 6.0 x 150
mm; PLS.43.T5.2 Haste 6.0 x 250 mm; PLS.43.T5.3 Haste 6.0 x 350
mm; PLS.51.T5.4 Gancho para Cross-Link para Haste 4.0 mm;
PLS.51.T5.5 Gancho para Cross-Link para Haste 5.0 mm;
PLS.51.T5.6 Gancho para Cross-Link para Haste 6.0 mm;
PLS.52.T3.2 Haste para Cross-Link Curta para 4.0, 5.0, 5.5 e 6.0 mm;
PLS.52.T3.3 Haste para Cross-Link Longa para 4.0, 5.0, 5.5 e 6.0
mm; PLS.52.T0.0 Ligação Cruzada para Haste 4.0 mm; PLS.54.T5.5
Cross-Link Laminar para Haste 5.0 mm SX Torácico; PLS.55.T5.5
Cross-Link Laminar para Haste 5.0 mm DX Torácico; PLS.56.T5.5
Cross-Link Laminar para Haste 5.0 mm SX Lombar; PLS.57.T5.5
Cross-Link Laminar para Haste 5.0 mm DX Lombar; PLS.58.T5.5
Cross-Link Laminar para Haste 5.0 mm SX Sacral; PLS.59.T5.5
Cross-Link Laminar para Haste 5.0 mm DX Sacral; PLS.54.T5.6
Cross-Link Laminar para Haste 5.5 mm SX Torácico; PLS.55.T5.6
Cross-Link Laminar para Haste 5.5 mm DX Torácico;
PLS.56.T5.6 Cross-Link Laminar para Haste 5.5 mm SX Lombar;
PLS.57.T5.6 Cross-Link Laminar para Haste 5.5 mm DX Lombar;
PLS.58.T5.6 Cross-Link Laminar para Haste 5.5 mm SX Sacral;
PLS.59.T5.6 Cross-Link Laminar para Haste 5.5 mm DX Sacral;
PLS.61.T5.5 Parafuso PLS Poliaxial SunFlower Torácico 5.5 x 20
mm; PLS.61.T5.6 Parafuso PLS Poliaxial SunFlower Lombar 6.5 x
20 mm; PLS.61.T5.7 Parafuso PLS Poliaxial SunFlower Sacral 7.0 x
20 mm; PLS.62.T5.5 Parafuso PLS Poliaxial SunFlower Torácico 5.5

x 25 mm; PLS.62.T5.6 Parafuso PLS Poliaxial SunFlower Lombar 6.5
x 25 mm; PLS.62.T5.7 Parafuso PLS Poliaxial SunFlower Sacral 7.0
x 25 mm; PLS.63.T5.5 Parafuso PLS Poliaxial SunFlower Torácico
5.5 x 30 mm; PLS.63.T5.6 Parafuso PLS Poliaxial SunFlower Lombar
6.5 x 30 mm; PLS.63.T5.7 Parafuso PLS Poliaxial SunFlower Sacral
7.0 x 30 mm; PLS.64.T5.5 Parafuso PLS Poliaxial SunFlower Torácico
5.5 x 35 mm; PLS.64.T5.6 Parafuso PLS Poliaxial SunFlower Lombar
6.5 x 35 mm; PLS.64.T5.7 Parafuso PLS Poliaxial SunFlower Sacral
7.0 x 35 mm; PLS.65.T5.5 Parafuso PLS Poliaxial SunFlower Torácico
5.5 x 40 mm; PLS.65.T5.6 Parafuso PLS Poliaxial SunFlower Lombar
6.5 x 40 mm; PLS.65.T5.7 Parafuso PLS Poliaxial SunFlower Sacral
7.0 x 40 mm; PLS.66.T5.5 Parafuso PLS Poliaxial SunFlower Torácico
5.5 x 45 mm; PLS.66.T5.6 Parafuso PLS Poliaxial SunFlower Lombar
6.5 x 45 mm; PLS.66.T5.7 Parafuso PLS Poliaxial SunFlower Sacral
7.0 x 45 mm; PLS.67.T5.5 Parafuso Torácico Multi-Axial 5.5 x 50 mm;
PLS.67.T5.6 Parafuso PLS Poliaxial SunFlower Lombar 6.5 x 50 mm;
PLS.67.T5.7 Parafuso PLS Poliaxial SunFlower Sacral 7.0 x 50 mm;
PLS.68.T5.5 Parafuso Torácico Multi-Axial 5.5 x 55 mm; PLS.68.T5.6 Parafuso
PLS Poliaxial SunFlower Lombar 6.5 x 55 mm; PLS.68.T5.7 Parafuso
PLS Poliaxial SunFlower Sacral 7.0 x 55 mm; PLS.69.T5.5 Parafuso
Torácico Multi-Axial 5.5 x 60 mm; PLS.69.T5.6 Parafuso PLS
Poliaxial SunFlower Lombar 6.5 x 60 mm; PLS.69.T5.7 Parafuso
PLS Poliaxial SunFlower Sacral 7.0 x 60 mm; PLS.71.T5.0 Gancho
Pedicular; PLS.72.T5.0 Gancho Laminar - Padrão; PLS.73.T5.0 Gancho
Laminar - Lâmina Estreita; PLS.81.T5.5 Parafuso Torácico Multi-Axial
5.5 x 20 mm; PLS.82.T5.5 Parafuso Torácico Multi-Axial 5.5 x 25 mm;
PLS.83.T5.5 Parafuso Torácico Multi-Axial 5.5 x 30 mm; PLS.84.T5.5
Parafuso Torácico Multi-Axial 5.5 x 35 mm;
PLS.85.T5.5 Parafuso Torácico Multi-Axial 5.5 x 40 mm;
PLS.86.T5.5 Parafuso Torácico Multi-Axial 5.5 x 45 mm;
PLS.87.T5.5 Parafuso Torácico Multi-Axial 5.5 x 50 mm;
PLS.88.T5.5 Parafuso Torácico Multi-Axial 5.5 x 55 mm;
PLS.89.T5.5 Parafuso Torácico Multi-Axial 5.5 x 60 mm;
PLS.81.T5.6 Parafuso Lombar Multi-Axial 6.5 x 20 mm; PLS.82.T5.6
Parafuso Lombar Multi-Axial 6.5 x 25 mm; PLS.83.T5.6 Parafuso
Lombar Multi-Axial 6.5 x 30 mm; PLS.84.T5.6 Parafuso Lombar
Multi-Axial 6.5 x 35 mm; PLS.85.T5.6 Parafuso Lombar Multi-Axial
6.5 x 40 mm; PLS.86.T5.6 Parafuso Lombar Multi-Axial 6.5 x 45
mm; PLS.87.T5.6 Parafuso Lombar Multi-Axial 6.5 x 50 mm;
PLS.88.T5.6 Parafuso Lombar Multi-Axial 6.5 x 55 mm;
PLS.89.T5.6 Parafuso Lombar Multi-Axial 6.5 x 60 mm;
PLS.81.T5.7 Parafuso Sacral Multi-Axial 7.0 x 20 mm; PLS.82.T5.7
Parafuso Sacral Multi-Axial 7.0 x 25 mm; PLS.83.T5.7 Parafuso
Sacral Multi-Axial 7.0 x 30 mm; PLS.84.T5.7 Parafuso Sacral Multi-
Axial 7.0 x 35 mm; PLS.85.T5.7 Parafuso Sacral Multi-Axial 7.0 x
40 mm; PLS.86.T5.7 Parafuso Sacral Multi-Axial 7.0 x 45 mm;
PLS.87.T5.7 Parafuso Sacral Multi-Axial 7.0 x 50 mm; PLS.88.T5.7
Parafuso Sacral Multi-Axial 7.0 x 55 mm; PLS.89.T5.7 Parafuso
Sacral Multi-Axial 7.0 x 60 mm; PLSc.81.T5.5 Parafuso Torácico
Canulado 5.5 x 20 mm; PLSc.82.T5.5 Parafuso Torácico Canulado
5.5 x 25 mm; PLSc.83.T5.5 Parafuso Torácico Canulado 5.5 x 30
mm; PLSc.84.T5.5 Parafuso Torácico Canulado 5.5 x 35 mm;
PLSc.85.T5.5 Parafuso Torácico Canulado 5.5 x 40 mm;
PLSc.86.T5.5 Parafuso Torácico Canulado 5.5 x 45 mm;
PLSc.81.T5.6 Parafuso Lombar Canulado 6.5 x 20 mm; PLSc.82.T5.6
Parafuso Lombar Canulado 6.5 x 25 mm; PLSc.83.T5.6 Parafuso
Lombar Canulado 6.5 x 30 mm; PLSc.84.T5.6 Parafuso Lombar
Canulado 6.5 x 35 mm; PLSc.85.T5.6 Parafuso Lombar Canulado 6.5
x 40 mm; PLSc.86.T5.6 Parafuso Lombar Canulado 6.5 x 45 mm;
PLSc.87.T5.6 Parafuso Lombar Canulado 6.5 x 50 mm; PLSc.88.T5.6
Parafuso Lombar Canulado 6.5 x 55 mm; PLSc.89.T5.6 Parafuso
Lombar Canulado 6.5 x 60 mm; PLS.90.T5.0 Parafuso para Cross-
Link; PLS.91.T5.0 Parafuso para Cross-Link Laminar; PLS.92.T5.0
Parafuso Central para Cross-Link Laminar.
CLASSE : III 80410900004
8542 - Registro de Sistema de Material de Uso Médico IMPOR-
TADO
TECHNODRY LIOFILIZADOS MÉDICOS LTDA 8.01904-6
MALHA CIRÚRGICA IMPLANTÁVEL 25351.098627/2011-72
DURATEX
FABRICANTE : TECHNODRY LIOFILIZADOS MÉDICOS LTDA -
BRASIL
DISTRIBUIDOR : ASSPRESS CIRURGICA LTDA - BRASIL
DT-3x3cm, DT-4x6cm, DT-5x5cm, DT-5x8cm DT6x8cm, DT-
7.5x7.5cm, DT 8x10cm, DT-10x10cm, DT 10x12cm, DT-10x15cm,
DT-15x15cm, DT-10x20cm, DT-26X36cm
CLASSE : III 80190460011
8029 - Registro de Famílias de Material de Uso Médico NACIO-
NAL
TECNIDENT EQUIPAMENTOS ORTODONTICOS LTDA ME
1.04015-7
ODONTOLOGICO 25351.456634/2011-73
MASCARA FACIAL - TECNIDENT
FABRICANTE : TECNIDENT EQUIPAMENTOS ORTODONTI-
COS LTDA ME - BRASIL
MC-001; MC-002; MC-003; MC-004; MC-005; MC-006; MC-007;
MC-008; MC-009.
CLASSE : I 10401570019
80009 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico NACIO-
NAL
TORIDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP 8.00844-2
Material Implantavel 25351.808761/2010-63
PARAFUSO CANULADO
FABRICANTE : TORIDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP
- BRASIL
DISTRIBUIDOR : TORIDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA -
EPP - BRASIL

Modelos de Parafuso Esponjoso Canulado Ø 3.2 mm 1.36.32.19.19.010
Parafuso Esponjoso Canulado Ø 3.2 mm - 10 x 4.0 mm;
1.36.32.19.19.011 Parafuso Esponjoso Canulado Ø 3.2 mm - 11 x 4.0
mm; 1.36.32.19.19.012 Parafuso Esponjoso Canulado Ø 3.2 mm - 12
x 4.0 mm; 1.36.32.19.19.013 Parafuso Esponjoso Canulado Ø 3.2 mm
- 13 x 5.0 mm; 1.36.32.19.19.014 Parafuso Esponjoso Canulado Ø
3.2 mm - 14 x 5.0 mm; 1.36.32.19.19.015 Parafuso Esponjoso Canu-
lado Ø 3.2 mm - 15 x 5.0 mm; 1.36.32.19.19.016 Parafuso Espon-
joso Canulado Ø 3.2 mm - 16 x 5.0 mm; 1.36.32.19.19.017
Parafuso Esponjoso Canulado Ø 3.2 mm - 17 x 6.0 mm;
1.36.32.19.19.018 Parafuso Esponjoso Canulado Ø 3.2 mm - 18 x 6.0
mm; 1.36.32.19.19.019 Parafuso Esponjoso Canulado Ø 3.2 mm - 19
x 6.0 mm; 1.36.32.19.19.020 Parafuso Esponjoso Canulado Ø 3.2 mm
- 20 x 6.0 mm; 1.36.32.19.19.021 Parafuso Esponjoso Canulado Ø
3.2 mm - 21 x 8.0 mm; 1.36.32.19.19.022 Parafuso Esponjoso Canu-
lado Ø 3.2 mm - 22 x 8.0 mm; 1.36.32.19.19.023 Parafuso Espon-
joso Canulado Ø 3.2 mm - 23 x 8.0 mm; 1.36.32.19.19.024
Parafuso Esponjoso Canulado Ø 3.2 mm - 24 x 8.0 mm;
1.36.32.19.19.025 Parafuso Esponjoso Canulado Ø 3.2 mm - 25 x
10.0 mm; 1.36.32.19.19.026 Parafuso Esponjoso Canulado Ø 3.2 mm
- 26 x 10.0 mm; 1.36.32.19.19.027 Parafuso Esponjoso Canulado Ø
3.2 mm - 27 x 10.0 mm; 1.36.32.19.19.028 Parafuso Esponjoso Canu-
lado Ø 3.2 mm - 28 x 10.0 mm; 1.36.32.19.19.029 Parafuso Espon-
joso Canulado Ø 3.2 mm - 29 x 10.0 mm; 1.36.32.19.19.030
Parafuso Esponjoso Canulado Ø 3.2 mm - 30 x 10.0 mm.; Modelos
das Arruelas 1.36.07.25.00.001 Arruela do Parafuso Esponjoso Canu-
lado Ø 2.8 mm e Ø 3.2 mm; 1.36.08.25.00.002 Arruela do Parafuso
Esponjoso Canulado Ø 3.5 mm e Ø 4.0 mm; 1.36.10.25.00.002 Arru-
ela do Parafuso Esponjoso Canulado Ø 4.5 mm e Ø 5.0 mm;
1.36.13.25.00.002 Arruela do Parafuso Canulado Ø 6.5 mm e Ø 7.0
mm.; Modelos de Parafuso Esponjo Canulado Ø 7.0 mm
1.36.70.19.19.040 Parafuso Esponjoso Canulado Ø 7.0 mm - 40 x
20.0 mm; 1.36.70.19.19.045 Parafuso Esponjoso Canulado Ø 7.0 mm
- 45 x 20.0 mm; 1.36.70.19.19.050 Parafuso Esponjoso Canulado Ø
7.0 mm - 50 x 20.0 mm; 1.36.70.19.19.055 Parafuso Esponjoso Canu-
lado Ø 7.0 mm - 55 x 20.0 mm; 1.36.70.19.19.060 Parafuso Espon-
joso Canulado Ø 7.0 mm - 60 x 20.0 mm; 1.36.70.19.19.065
Parafuso Esponjoso Canulado Ø 7.0 mm - 65 x 20.0 mm;
1.36.70.19.19.070 Parafuso Esponjoso Canulado Ø 7.0 mm - 70 x
20.0 mm; 1.36.70.19.19.075 Parafuso Esponjoso Canulado Ø 7.0 mm
- 75 x 20.0 mm; 1.36.70.19.19.080 Parafuso Esponjoso Canulado Ø
7.0 mm - 80 x 20.0 mm; 1.36.70.19.19.085 Parafuso Esponjoso Canu-
lado Ø 7.0 mm - 85 x 20.0 mm; 1.36.70.19.19.090 Parafuso Espon-
joso Canulado Ø 7.0 mm - 90 x 20.0 mm; 1.36.70.19.19.095
Parafuso Esponjoso Canulado Ø 7.0 mm - 95 x 20.0 mm;
1.36.70.19.19.100 Parafuso Esponjoso Canulado Ø 7.0 mm - 100 x
20.0 mm; 1.36.70.19.19.105 Parafuso Esponjoso Canulado Ø 7.0 mm
- 105 x 20.0 mm; 1.36.70.19.19.110 Parafuso Esponjoso Canulado Ø
7.0 mm - 110 x 20.0 mm; 1.36.70.19.19.115 Parafuso Esponjoso
Canulado Ø 7.0 mm - 115 x 20.0 mm; 1.36.70.19.19.120 Parafuso
Esponjoso Canulado Ø 7.0 mm - 120 x 20.0 mm.; 1.36.35.19.19.040
Parafuso Esponjoso Canulado Ø 3.5 mm - 40 x 14.0 mm;
1.36.35.19.19.041 Parafuso Esponjoso Canulado Ø 3.5 mm - 41 x
16.0 mm; 1.36.35.19.19.042 Parafuso Esponjoso Canulado Ø 3.5 mm
- 42 x 16.0 mm; 1.36.35.19.19.043 Parafuso Esponjoso Canulado Ø
3.5 mm - 43 x 16.0 mm; 1.36.35.19.19.044 Parafuso Esponjoso Canu-
lado Ø 3.5 mm - 44 x 16.0 mm; 1.36.35.19.19.045 Parafuso Espon-
joso Canulado Ø 3.5 mm - 45 x 16.0 mm; 1.36.35.19.19.046
Parafuso Esponjoso Canulado Ø 3.5 mm - 46 x 16.0 mm;
1.36.35.19.19.047 Parafuso Esponjoso Canulado Ø 3.5 mm - 47 x
16.0 mm; 1.36.35.19.19.048 Parafuso Esponjoso Canulado Ø 3.5 mm
- 48 x 16.0 mm; 1.36.35.19.19.049 Parafuso Esponjoso Canulado Ø
3.5 mm - 49 x 16.0 mm; 1.36.35.19.19.050 Parafuso Esponjoso Canu-
lado Ø 3.5 mm - 50 x 16.0 mm.; Modelos de Parafuso Esponjo
Canulado Ø 5.0 mm 1.36.50.19.19.016 Parafuso Esponjoso Canulado
Ø 5.0 mm - 16 x 7.0 mm; 1.36.50.19.19.018 Parafuso Esponjoso
Canulado Ø 5.0 mm - 18 x 7.0 mm; 1.36.50.19.19.020 Parafuso
Esponjoso Canulado Ø 5.0 mm - 20 x 9.0 mm; 1.36.50.19.19.022
Parafuso Esponjoso Canulado Ø 5.0 mm - 22 x 9.0 mm;
1.36.50.19.19.024 Parafuso Esponjoso Canulado Ø 5.0 mm - 24 x 9.0
mm; 1.36.50.19.19.026 Parafuso Esponjoso Canulado Ø 5.0 mm - 26
x 9.0 mm; 1.36.50.19.19.028 Parafuso Esponjoso Canulado Ø 5.0 mm
- 26 x 16.0 mm; 1.36.50.19.19.030 Parafuso Esponjoso Canulado Ø
5.0 mm - 30 x 16.0 mm; 1.36.50.19.19.032 Parafuso Esponjoso Canu-
lado Ø 5.0 mm - 32 x 16.0 mm; 1.36.50.19.19.034 Parafuso Espon-
joso Canulado Ø 5.0 mm - 34 x 16.0 mm; 1.36.50.19.19.036
Parafuso Esponjoso Canulado Ø 5.0 mm - 36 x 16.0 mm;
1.36.50.19.19.038 Parafuso Esponjoso Canulado Ø 5.0 mm - 38 x
16.0 mm; 1.36.50.19.19.040 Parafuso Esponjoso Canulado Ø 5.0 mm
- 40 x 16.0 mm; 1.36.50.19.19.042 Parafuso Esponjoso Canulado Ø
5.0 mm - 42 x 16.0 mm; 1.36.50.19.19.044 Parafuso Esponjoso Canu-
lado Ø 5.0 mm - 44 x 16.0 mm; 1.36.50.19.19.046 Parafuso Espon-
joso Canulado Ø 5.0 mm - 46 x 16.0 mm; 1.36.50.19.19.048
Parafuso Esponjoso Canulado Ø 5.0 mm - 48 x 16.0 mm;
1.36.50.19.19.050 Parafuso Esponjoso Canulado Ø 5.0 mm - 50 x
16.0 mm.; Modelos de Parafuso Esponjo Canulado Ø 6.5 mm
1.36.65.19.19.040 Parafuso Esponjoso Canulado Ø 6.5 mm - 40 x
20.0 mm; 1.36.65.19.19.045 Parafuso Esponjoso Canulado Ø 6.5 mm
- 45 x 20.0 mm; 1.36.65.19.19.050 Parafuso Esponjoso Canulado Ø
6.5 mm - 50 x 20.0 mm; 1.36.65.19.19.055 Parafuso Esponjoso Canu-
lado Ø 6.5 mm - 55 x 20.0 mm; 1.36.65.19.19.060 Parafuso Espon-
joso Canulado Ø 6.5 mm - 60 x 20.0 mm; 1.36.65.19.19.065
Parafuso Esponjoso Canulado Ø 6.5 mm - 65 x 20.0 mm;
1.36.65.19.19.070 Parafuso Esponjoso Canulado Ø 6.5 mm - 70 x
20.0 mm; 1.36.65.19.19.075 Parafuso Esponjoso Canulado Ø 6.5 mm
- 75 x 20.0 mm; 1.36.65.19.19.080 Parafuso Esponjoso Canulado Ø
6.5 mm - 80 x 20.0 mm; 1.36.65.19.19.085 Parafuso Esponjoso Canu-
lado Ø 6.5 mm - 85 x 20.0 mm; 1.36.65.19.19.090 Parafuso Espon-
joso Canulado Ø 6.5 mm - 90 x 20.0 mm; 1.36.65.19.19.095
Parafuso Esponjoso Canulado Ø 6.5 mm - 95 x 20.0 mm;

